

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



AMALON

Comercializadora de Material
y Equipo Dental

AMALON
store

TRASFORMER®

L'originale dal 2001



FAST
PROTEC



@amalontetnizzer


+52 55 8890 5401 Conmutador

+52 55 1228 5522 Directo - msj

amalon.com.mx


THE ESS


PART OF YOUR




ESSENTIAL DAILY WORK

“

 Fast Protec has an essential nature, since it synthesizes long and expensive traditional processing in a fast, clean and easy way of working. We invest in technology and regular research for constant innovation as aesthetics, ergonomics and functionality play decisive roles in reaching simplicity. As our approach always starts with dental technicians needs, we created a complete system, made up of flasks, articulators, verticulators, resins and silicones to perform all dental processing. This is Fast Protec: precise protocols that will guide you step by step to make your workflow faster and more organized.




 Das Wesentliche, um den Unterschied zu machen Fast Protec ist das Ergebnis der jahrelangen Forschung und Erprobung eines Zahntechnikers. Der Zweck: Form und Stoff zu vereinen, um das Wesentliche der Bearbeitung zu erreichen. Ein einzelnes Produkt erlaubt, die gemeinsameren Bearbeitungen und jede operative Phase zu leiten, vom Legen in den Artikulator bis zur Zielsetzung. Lange und arbeitsame Prozeduren werden zu einfachen Protokollen, die Konstanz und Präzision gewährleisten. Unsere Systematik ist unentbehrlich für die Erleichterung der Bearbeitungen im Labor: Alle OdontotechnikerInnen werden viele Zeit sparen.

 Trasformer nace a partir de años de investigación y experimentación hechas por un protésico dental, con el objetivo de juntar forma y substancia para alcanzar la esencia de la elaboración. Un único producto permite gestionar todas las elaboraciones más comunes en cada fase operativa, desde la puesta en articulador hasta la finalización. Sintetiza procedimientos largos y trabajosos en protocolos simples que aportan constancia y precisión. Esto es fundamental para facilitar el trabajo en el laboratorio, así que cada protésico dental pueda ahorrar sustancialmente tiempo.




”

WHY TO CH TRASFORMER -




1

-  High quality results
-  Höhere Qualitätsstandards
-  Estándares de calidad más altos

2




-  A few products to perform all dental processing
-  Eine einzelne Systematik für jede Bearbeitung
-  Una única sistemática para todas las elaboraciones

3




-  Precise protocols to better organize your work
-  Die Arbeit wird besser organisiert mit bestimmten operativen Protokollen
-  Trabajo más organizado con protocolos operativos definidos

FOOSE FAST PROTEC




4

-  Minimum waste of material
-  Wenige Verschwendungen
-  Derroches reducidos

5

-  Processing times halved
-  Halbierte Bearbeitungszeiten
-  Tiempos de elaboración reducidos a la mitad

6

-  Cleaner laboratory (no more plaster)
-  Sauberer Arbeitstisch (niemals Gipsraum mehr)
-  Mesa de trabajo más limpia ¡jadiós, sala de yesos!

7

-  Better profits
-  Weitere Gewinnspanne
-  Márgenes de ganancia mayores

INDEX



AMALON

Comercializadora de Material
y Equipo Dental

Ventas:

5557683382

+52 desde el extranjero



Products	Produkte	Productos	8
Flasks	Muffeln	Muflas	
Articulator and Verticulators	Artikulator und Vertikulatoren	Articulador y Verticuladores	
Implantology	Implantologie	Implantología	
Polymerization Units	Polymerisierungsgeräte	Polimerizadoras	
Accessories	Zubehör	Accesorios	
Materials	Materialen	Materiales	20
Silicones	Silikonen	Siliconas	
Acrylics	Kunststoffe	Resinas	
Isolating Agents	Isolierung	Aislantes	
Composites	Kompositen	Composites	
Dental Processing	Bearbeitungen	Elaboraciones	30
Our Values	Unsere Werte	Valores Empresariales	44
Products codes	Produktcodes	Códigos de Productos	46





Products
Produkte
Productos


Flasks Muffeln Muflas




ALU BIG


 Alu Big is a flask made of aluminium with an ergonomic design. By using silicone templates, it is possible to pour, inject or press the resin to obtain in a fast and precise way the most part of dental processing as removable dentures, relines, removable partial dentures, crown and bridges, surgical templates and implant dentures.


 Diese Aluminiummuffel hat ein ergonomisches Design, das die Verwendung mit Silikonstoffen mittels Guss-, Injektion- oder Pressverfahren erlaubt. Diese Muffel macht die zahlreiche Laborbearbeitungen schnell und präzise, wie z. B. herausnehmbare Prothesen und Modellgussprothesen, Immediatprothesen, Bohrschablonen, Prothesenunterfütterung, partielle Prothesen und Toronto.

 Mufla de aluminio con diseño ergonómico que permite emplear los materiales de silicona con la técnica de vertido, inyección y presión. Con nuestra mufla, las innumerables elaboraciones de laboratorio son rápidas y precisas, como prótesis móviles y esqueléticas, provisionales, férulas, rebasados, prótesis parciales y de tipo Toronto.

IMPLANT BOX


 Implant Box is a flask with a minimal and compact design that allows you to cast the model in plaster directly on the base. Thanks to the integrated split cast it is possible to perfectly fit the base on Fast Protec Articulator, Verarte and All-In. It is provided with two tips: the metallic one is useful to perform crown and bridges and implant dentures whereas the clear one is perfect to work with light-curing composites.


 Eine kompakte und handliche Muffel, mit Minimaldesign und integrierten Split-Cast für das Gussverfahren und die Entwicklung des Gipsmusters. Sie kann direkt auf den Artikulator „Fast Protec“ übertragen werden und ist mit zwei Deckeln ausgestattet: Einem Metalldeckel für die Akrylbearbeitungen und einem transparenten Deckel für die Komposit-Bearbeitungen.


 Mufla compacta y manejable, tiene un diseño minimalista y split-cast integrado para el vertido y la creación del modelo de yeso. Puede posicionarse directamente en el articulador Transformer. Tiene dos tapas: una de metal para transformar las elaboraciones de acrílico, y otra transparente para los trabajos de composite.



BIG AND SMALL GLASS

 Big and Small Glass are transparent flasks with a POM base and two clear lids held by secure locking screws to ensure optimal results and no increases in the vertical dimension. The sizes of these flasks make them compatible with any polymerization chamber available on market and the double lids have been designed for the duplication of crown and bridge wax-up


 Diese Muffel ist spezifisch für die Prothese aus lichterhärtendem Kompositkunststoff erforscht. Das Minimaldesign und die Bedienungsfreundlichkeit erlauben sowohl die Vorbereitung des Dentins als auch des Schmelzes mittels eines einzelnen Geräts.


 Proyectada para construir prótesis de resina compuesta fotocurable, su diseño minimalista y funcionalidad de empleo permiten predisponer, a través de un único instrumento, tanto el molde con el cut-back de la dentina como el molde del esmalte con la anatomía completa de la modelación.

SMALL GLASS XL





 Its compact shape, makes the Small Glass XL the ideal flask to realize works from 1 to 6 elements. Thanks to its additional lid, this flask allows technicians to perform implant dentures, joining the advantages of the Small Glass with those of the Light Glass, reducing any waste of Silicone and working on teeth and gingiva.


 Die kompakte und überschaubare Größe macht diese Muffel ideal für die Ausführung von Arbeiten mit einem bis sechs Elementen. Small Glass XL, dank der Zugabe eines Deckels, ermöglicht die Bearbeitung von Zahnimplantaten und verbindet so die Vorteile von Small Glass und Light Glass, als die optimierte Verwendung Silikonmaterialies und die Möglichkeit gleichzeitig die Zähne und die Gingiva zu bearbeiten.

 Gracias a su forma compacta y manejable, la Small Glass XL es ideal para realizar trabajos con 1 hasta 6 elementos. Gracias a su segunda tapa se pueden realizar elementos sobre implantes, sumando las ventajas de la Small Glass con las de la Light Glass sin gastos de silicona permitiendo trabajar al mismo tiempo tanto sobre los dientes como sobre la encía.

LIGHT GLASS

 Wider than traditional transparent flasks and more stable with its three screws, Light Glass allows dental technicians to perform full implant dentures working simultaneously on composite teeth and gingiva thanks to the provided three lids and the removable three pins. Its completely clear structure guarantees a fast and total light-curing of the elements obtaining perfect and precise details.

 Im Vergleich zu den anderen transparenten Muffeln ist die Muffel Light Glass geräumiger und in der Lage, eine volle Prothese Toronto zu enthalten. Auf diese Weise kann man gleichzeitig sowohl die Zähne als auch die Gingiva bearbeiten. Die ganz transparente Struktur versichert eine rasche und völlige Lichthärtung für ein Erzeugnis, das in allen Details vollständig sein wird. Außerdem verfügt diese Muffel dank drei Schrauben über größere Festigkeit. Dabei findet man auch drei Verschlussdeckel für die Bearbeitung des Dentins, des Zahnschmelzes und der Mundschleimhaut.


 Más amplia que las clásicas muflas transparentes, Light Glass puede contener una prótesis de tipo Toronto completa y permite trabajar al mismo tiempo tanto los dientes como la encía de composite. Su estructura completamente transparente garantiza una fotopolimerización rápida y completa para un resultado perfecto en todos sus detalles. Además, gracias a sus tres tornillos, esta mufla tiene mayor estabilidad. Lleva tres tapas para trabajar dentina, esmalte y mucosa.





Articulator and Verticulators Artikulator und Vertikulatoren Articulador y Verticuladores




ARTICULATOR

 The unique articulator of this system is provided with magnetic condyles fixed at the standard 30 degrees to perfectly reproduce all mouth movements. Diagnosis and treatment planning are simplified thanks to the posterior incisal guide pin that gives total visibility at 360°. Functional and easy to use, Articulator enable to set the model directly in articulation through the use of silicone instead of plaster.


 Der innovative Artikulator ist mit magnetischen Condylen und Kalotten ausgestattet, um die Gesamtheit der natürlichen Mundbewegungen dank der 360 Grad Drehung auf den Condylen perfekt zu simulieren. Der Hinterinzisalstift versichert eine weite Sichtbarkeit für die perfekte Kontrolle jeder Bearbeitungsphase. Beim Sitzen bequem am Arbeitstisch, kann man mit diesem handlichen, funktionellen und einfach putzbaren Artikulator die Artikulation der Schablone ohne Gips, sondern mittels des Silikons Universal Blue Silicone und des Sockels Universal Clean durchführen.

 Nuestro innovador articulador tiene cóndilos y platinas magnéticas que permiten simular perfectamente todos los movimientos naturales de la boca gracias a la rotación de 360° en los cóndilos. El eje incisal posicionado posteriormente garantiza una amplia visibilidad para controlar perfectamente cada fase de la elaboración. Práctico, funcional, fácil de limpiar, permite la puesta en articulación sin yeso, cómodamente sentados en la mesa, a través de la base Universal Clean y de la silicona Universal Blue Silicone.

VERARTE

 Verticulator and Articulator combined in one unit in a revolutionary design. The posterior rod pin guarantees a perfect and complete visibility of the prosthesis and simply by changing the upper support of the Articulator, it is possible to transform it in a verticulator to perform ceramic moulding or plan implant dentures.


 Dank dem revolutionären Design und durch den Austausch der zwei Deckeln erhält man einen Artikulator und einen Vertikulator in einem einzelnen Gerät. Der Hinterkuppelstangenbolzen versichert eine optimale Sichtbarkeit. Durch den Vertikulator kann man die Keramik gießen und implantatgetragene Prothese realisieren.


 Con su diseño revolucionario y intercambiando simplemente las dos tapas, se obtienen un articulador y un verticulator en un único instrumento. El eje en la parte posterior permite una amplia visibilidad. El verticulator se puede emplear para el moldeo de la cerámica y la realización de estructuras de prótesis fija en pilares naturales e implantes.






ALL IN

 All-In is a combination of verticator and flask composed by one base with three rod pins and two interchangeable lids. The equilateral base enable the rotation of the model and the template at 360° allowing the dental technician to have the maximum visibility of his work. Essential item for the pre-visualization of the case and the casework planning as a verticator, it could be used for the injection or pouring technique as a flask.

 All In ist die Kombination von einem Vertikator und einer Muffel, die aus einem Sockel mit Kuppelstangenbolzen und zwei austauschbaren Deckeln besteht. Der Sockel, dessen Basis ein gleichseitiges Dreieck ist, erlaubt die 360 Grad Drehung des Modells und der Schablone, das heißt höchste Sichtbarkeit aus jedem Blickpunkt, was wesentlich für die Vorvisualisierung und die Planung ist. Dieses Gerät kann auch als Muffel für das Injektion- und Gussverfahren verwendet werden.


 Es una combinación de verticador y mufla compuesta por una base con ejes y dos tapas intercambiables. La base, con tres ejes dispuestos en los vértices de un triángulo equilátero, permite girar el modelo y el molde 360 grados, para obtener una máxima visibilidad desde todas las perspectivas de trabajo. Es fundamental para previsualizar y proyectar. Además, permite inyectar o verter la resina con la tapa-mufla.





Implantology Implantologie Implatologia




EASY BAR


 Easy Bar is a kit of preformed bars that facilitate the realization of a stable, precise and reinforced structure for all kind of fixed dental prosthetics in just 6 hours. Thanks to their different sizes (from 6 to 30 mm), these bars could be adapted by bending to any position of the implants and are compatible to every implant abutment on the market. Available in **steel** or **titanium (NEW)**.


 Easy Bar ist das perfekte Gerät für die Realisierung aller Arten von festsitzenden Zahnersätzen in nur 6 Uhre. Die vorgeformten Stangen, die verschiedene Ausmaße haben (von 6 zu 30 mm), passen sich einfach zu den unterschiedlichen Implantatspositionen. Die Befestigung verlangt die geringste Menge des Produktes, versichert große Präzision und beschränkt das eigene Schrumpfen des Stoffs. Diese Komponenten können auch direkt in der Mundhöhle verwendet werden, um Schiene für die Abdruckerhebung zu realisieren. Erhältlich in **Stahl** oder **Titan (NEW)**.

 Easy Bar es el instrumento perfecto para realizar estructuras para cargas inmediatas y provisionales sobre implantes solo en 6 horas. Las barras preformadas, con su diversa conformación (desde 6mm hasta 30mm), se adaptan a las diferentes posiciones de los implantes de manera simple y permiten realizar la fijación con una cantidad mínima de producto. Así se puede trabajar con más precisión y disminuir la contracción propia del material. Además, es posible utilizar estos elementos directamente en la cavidad oral para realizar ferulizaciones en la toma de impresiones. Disponible en **acero** o **titanio (NEW)**.

JIG PLATFORM

 Jig Platform is ideal for positioning and aligning drill holes for abutment holes in dentures. It is provided with a secure magnetic attachment on the base and an integrated split cast.

 Die Schablone kann mit dem Fräser aufgereiht werden und mit einem Magnet festgesetzt werden, um präzise Bohrungen bei der Implantatsrealisierung. Sie kann auch für die Konometrietechnik verwendet werden.


 Este plato giratorio permite posicionar el modelo en eje con la fresadora y bloquearlo con un imán para realizar agujeros precisos en la construcción de estructuras sobre implantes. Puede emplearse en la realización de trabajos conométricos.





Polymerization units Polymerisierungsgeräte Polimerizadoras




VICTORIA


 Compact, easy and functional polymerizing machine. It is possible to cook cold and heat-curing resins with water input and to harden silicone templates with manual air loading through button up to 6 bar pressure. Victoria is provided with heat strips that heat water gradually until a maximum temperature of 120 degrees and an automatic counter that starts decreasing time once the pre-set temperature is reached maintaining it constant.


 Simple, funktionelles und kompaktes Polymerisierungsgerät, das sowohl Programme mit Wasser für Kalt- und Heißpolymerisation bis zum 120 Grad als auch wasserfreie Programme mit Eingangsdruck von 6 bar für die Realisierung der Silikonsschablone bietet. Wenn die festgesetzte Temperatur erreicht wird, wird der Zähler automatisch gestartet, indem die Temperatur bis zum Ende des Zyklus konstant gehalten wird.

 Polimerizadora de dimensiones compactas, simple y funcional. Dispone tanto de programas de agua para la polimerización de la resina en caliente y en frío, como de programas sin agua para la realización del molde de silicona con una presión máxima de entrada de 6 bares. Victoria es dotada de fajas de recalentamiento que calientan el agua gradualmente hasta una temperatura máxima de 120° y de un counter que empieza al alcanzar la temperatura prefijada manteniendola constante durante todo el ciclo.

NEW LIGHT BOX

 The New Light Box is a compact and modern polymerization unit provided with last generation multi-die LEDs for light-curing composite resins. A low consumption machine that works on a vacuum pump to avoid the dispersion layer, the New Light Box is perfect to light-cure the Fast Protec wide range of composites at a wave frequency between 360 and 520 nm.

 Dieses kompakte und moderne Polymerisierungsgerät sorgt für Hochleistung und Hochwirksamkeit und verfügt über die neuesten Multi-Die LEDs für Kompositkunststoffe. Das New Light Box hat lange Dauer mit geringem Verbrauch und verfügt über eine Vakuumpumpe, die die Dispersionsschicht verhindert. Besonders geeignet für den Kompositstoff Fast Protec Comp Flow, optimiert es die Lichthärtung aller Kompositkunststoffen, deren Polymerisierungsgrad zwischen 360 und 520 nm liegt.

 Polimerizadora compacta y moderna de elevada potencia y eficacia. Utiliza LED Multi-die de última generación para composites. Maquinaria de larga duración y bajo consumo, New Light Box resuelve el problema del estrato de dispersión a través de su bomba de vacío. Se indica especialmente para el composite de Trasformer Comp Flow. Optimiza la cocción de todas las resinas compuestas que polimerizan entre 360 y 520nm.




Accessories


Aubehör


Accesorios




DOUBLE BASE

 Two base formers made of aluminium with rubber cuffs useful to cast the model in plaster. Thanks to the split cast designed on the base, the model becomes compatible with any product of the Fast Protec System fitting in a precise and clean way.


 Double Base erlaubt die Entwicklung des Gipsmusters mit Genauigkeit und Reinigung. Der besonderen Formen der Split-cast erlaubt die Sockel die Zusammenstellung mit alle Systematik Fast Protec.

 Permite la realización de la impresión de yeso de manera limpia y precisa. Gracias a la conformación particular de su base, después del vertido el modelo tendrá un split-cast que puede posicionarse perfectamente y adaptarse a toda la sistemática de Trasformer.

ALU BIG CLEAR TOP

 This clear top transforms Alu Big in a transparent flask to work with light-curing composites.


 Der transparente Deckel verwandelt die Alu Big in eine transparente Muffel und durch den einfachen Deckelwechsel kann man mit lichthärtendem Kompositkunststoff arbeiten.


 La tapa transparente transforma Alu Big en una mufla transparente. Simplemente cambiando la tapa, se puede pasar desde elaboraciones con resina tradicional a las con resinas fotocurables.







TEETH CLEAN

 Basket with 14 individual compartments for steam cleaning teeth securing each denture tooth position.

 Ein ergonomisches Körbchen mit 14 Fächern für eine handliche Zahnreinigung.

 Colador ergonómico: tiene 14 compartimentos para lavar los dientes de manera práctica.

MODEL PLATE

 Model Plate is a positioning device for setting edentulous models on the articulator.


 Ein handliches Positionierungsgerät für zahnlosen Schablonen.


 Proyectado para prótesis móviles, es un posicionador para el articulador para modelos edéntulos.






CLEAN TEMP

 Split cast base for temporaries crowns and bridges. Minimum waste of material thanks to its three undercuts.

 Dieser handliche und funktionelle Split-Cast Sockel versichert schnelle Benutzung und Materialeinsparung.

 Base para provisionales práctica y funcional, integra un split-cast y tres hitos que identifica la sección de trabajo. Permite un empleo rápido y ahorro de materiales.

BASE FOR PLASTER

 Base for adapting any articulator on the market to the Fast Protec System.


 Dieser Split-Cast Sockel erlaubt die Anpassung aller Artikulatoren auf dem Markt zu der Systematik Fast Protec.


 Una base con split-cast que permite adaptar cualquier articulador disponible en el mercado a la sistemática de Trasformer.






UNIVERSAL CLEAN

 Universal Clean is a little base that helps fitting the plaster model on the Articulator through the use of Universal Blue Silicone.


 Dieser Sockel hat eine verminderte Dicke und ist dafür besonders geeignet, um die Schablone direkt auf dem Artikulator festzusetzen mit dem Silikon Universal Blue Silicone.

 Es es una base de grosor mínimo proyectada para fijar el modelo directamente en el articulador con la silicone Universal Blue Silicone.

UNIVERSAL BASE SPLIT CAST

 Little split cast base to adapt other bases available on market to the Fast Protec system.

 Universaladapter für die Zusammenstellung aller Sockel auf dem Markt mit der Systematik Fast Protec.

 Adaptador universal para juntar todas las bases disponibles en el mercado a la sistemática de Trasformer.






Materials Materialen Materiales





Silicones Silikonen Siliconas



UNIVERSAL BLUE SILICONE


 Kneadable silicone for the first templates. It guarantees an extremely precise detail reproduction without distortion even at high temperatures and an excellent long-term dimensional stability.

 Es ist für zahlreiche Verwendungen geeignet und versichert Detailspräzision bei der Realisierung der ersten Schablone sowie Widerstand, Formbarkeit und hohe langfristige Festigkeit.


 Adecuado para muchos empleos, garantiza la precisión de los detalles en la realización del molde, además de resistencia, maleabilidad y elevada estabilidad, también a largo plazo.

Content: 1kg A + 1 kg B; 5 kg A + 5 kg B

PUTTY SILICONE

 With ideal handling characteristics and times, Putty Silicone is an economic rigid bulk filler silicone.

 Dieses präzise und formbare Silikon versichert langfristige Festigkeit und kann auch als Füllungssilikon in Verbindung mit dem Universal Blue Silicone verwendet werden.

 Preciso y maleable, garantiza estabilidad a largo plazo. Puede emplearse también como silicona de relleno en combinación con la silicona Universal Blue Silicone.

Content: 1kg A + 1 kg B; 5 kg A + 5 kg B








22
SHORE

50
SHORE

TRASPA SILICONE

 Crystal-clear silicone perfect for processing with light-curing composites.


 Dieses Silikon sorgt für extreme Präzision, und dank seiner hohen Transparenz, versichert eine perfekte Sichtbarkeit beim Injektionsverfahren.

 Silicona de máxima precisión: gracias a su elevada transparencia, permite una perfecta visibilidad en la fase de inyección del composite.

Content: 1 kg A + 1 kg B

REGULAR PRECISION

 Auto-curing and precise silicone useful to reproduce temporaries caps or for temporaries restoration.

 Kaltpolymerisierender Präzisionssilikon mit optimaler Formbarkeit, um die Schablone durch die Form- und Konterformtechnik aus Silikon zu reproduzieren.

 Silicona autocurable y precisa, útil para reproducir coronas provisionales y para reparar provisionales.


Content: 2 x 50ml cartridges




58
SHORE




67
SHORE





Acrylics Kunststoffe Resinas



ACRYLIC FOR DENTURES MICRO PEARL


 Cold-curing resin for the injection, pouring or pressing techniques. Different colours available but the same stability and no shrinkage to meet all your needs: full and partial dentures, repairs and relining could be performed in an easy and fast way. Top aesthetic prosthesis with less residual monomer.


 Kaltpolymerisierender Kunststoff für die Vereinfachung des konventionellen Techniks verwendbar, einschließlich der Injektionstechnik und ist für vollständigen oder partiellen Prothesen, für Behandlungen und Prothesenunterfütterung geeignet. Eine Pulverzusammensetzung mit einzigartiger Kompaktheit und Homogenität, die dank der Mikropartikeln Farbefestigkeit, Widerstand und Glanz versichert. Es passt sich perfekt zu den Zähnen, verringert das Schrumpfen und schwächt die Ausstellung von Monomeren ab.


 Resina acrílica polimerizable en frío: proyectada para facilitar todas las técnicas convencionales, también la de inyección. Además, es ideal para prótesis totales y parciales, para tratamientos y rebasados. Sus micro-partículas garantizan estabilidad en la coloración, resistencia y pulibilidad. Se adapta perfectamente a los dientes, permite reducir la contracción y disminuye la liberación de los monómeros.

Content: powder 1kg; liquid 500ml

TEMP POWDER AND LIQUID

 High-tech acrylic for long lasting crowns and bridges . Temp Powder is a cold-curing resin with a high precision and abrasion resistance that avoids plaque deposits.


 Ein sehr glänzender Acrylkunststoff mit Hochpräzision und gegen Abschaben widerstandsfähig, der für die Bearbeitung von Immediatprothesen geeignet ist, mit den folgenden Vorteilen: optimaler Kompaktheit, einfachem Polieren, Durchsichtigkeit des Schmelzes, guten Farbwerbanteilen und keinem Zahnbelagdepot.

 Resina acrílica muy lúcida y de altísima precisión, resiste a la abrasión y es ideal para realizar provisionales. Las ventajas de Temp Powder son: compacidad ideal, pulido fácil, translucidez del esmalte y buena cromaticidad. Además, evita que la placa se deposite.

Content: dentine 100 gr; incisal 100 gr; liquid 100 ml




Dentine:





Incisal:



GENGICOLORS KIT

 Specifically studied for Fast Protec acrylic micro pearled resins, Gengicolors is a kit composed by two pre-mixed light and dark cold-curing resins and five stain colours for the characterization of marginal and attached gingivas. Optimal to give dentures a natural and individualized look.

 Spezifisch für die Acrylpolymerisaten Fast Protec erforscht, erlaubt das Set Gengicolors durch die vorgemischten Polymerisaten Zeit zu sparen und es kann auch von den Neulingen dieses Prozesses verwendet werden. Es besteht aus zwei Farben: Hellrosa für die marginale Gingiva und dunkelrosa für die befestigte Gingiva. Zusätzlich findet man auch eine Flüssigkeit für die Verlängerung der Bearbeitungszeiten, um die Charakterisierung durchzuführen. Bei der Verwendung von fünf Farben erhält man auch ein kundenspezifisches Erzeugnis, das noch natürlicher sein wird.

 Proyectado para las resinas acrílicas de Trasformer, el kit Gengicolors permite ahorrar tiempo con las resinas premezcladas, que pueden ser empleadas también por personas que se acercan por primera vez a la caracterización. Contiene un color rosa claro para la encía marginal, y rosa oscuro para la encía adherida. Además, lleva un líquido para aumentar el tiempo de elaboración para realizar la caracterización. El empleo de los 5 colores permite realizar una elaboración personalizada y aún más natural.

Content: light pink powder 100 gr; dark pink powder 100 gr; liquid 100 ml; stains 10 gr



light pink dark pink




blue red white brown yellow



red

UNIPATT RESIN

 Self-curing castable resin for telescopes, super- and supra-structures using the brush technique.

 Kaltpolymerisierender Kunststoff zur Herstellung von sekundärkonstruktionen mit der Pinseltechnik.

 Resina calcinable para construir fundas y estructuras. Es ideal también para realizar estructuras secundarias con la técnica del pincel.


Content: powder 100 gr; liquid 100 ml





Technical Data

Vickers hardness HV 50	19
Flexural Strength	ca. 35 MPa
E-module	ca. 1500 MPa
Shrinkage vol.	0.03%

MASTER POLYURETHANE

 Polyurethane resin ideal for fabricating precise and resistant models as well as crowns and bridges. Flowable and easy to trim, Master Polyurethane has a dimensional stability that guarantees precise details of all works with a shrinkage percentage close to zero.


 Polyurethankunststoff für die Reproduktion von Schablonen „master“, Krönen und Brücken. Er kann einfach bearbeitet und gefräst werden, er ist gegen die Berührung widerstandsfähig und besitzt eine hohe Dimensionsfestigkeit, die die Detailspräzision versichert.

 Resina de poliuretano para reproducir modelos maestro y provisionales. Fácil de manipular y fresar, es resistente a los impactos y tiene mucha estabilidad dimensional que garantiza precisión en los detalles.

Content: Powder 400 gr; base 200 ml; hardener 100 ml

Isolating Agents Isolierung Aislantes

FAST ALGINATE

 Separating agent, based on alginate, useful to isolate the plaster model before injecting or pouring the resin.

 Besonders geeignet für die Trennung des Kunststoffes vom Gips.


 Aislante adecuado especialmente para aislar la resina del yeso.

Content: 500 ml



SILICONE SPRAY

 Separating spray excellent to insulate silicone templates.

 Ausgezeichnetes Produkt für die Isolierung des Silikons und eine perfekte Trennung.


 Producto excelente para aislar la silicona y obtener una separación perfecta.

Content: 400 ml


Composites Kompositen Composites



Dentine:



Enamel:




Opacquer:





Effects:



COMP FLOW

 Light-curing flowable composite resin easy to inject, finish and polish perfect for inlays, onlays, implant-supported super structures, laminate veneers and long term temporary restorations. Its fluorescence and opalescence guarantee individual and natural aesthetic results respecting functionality and biocompatibility. Using Fast Protec transparent flasks it is possible to realize few elements or a complete arch in a fast and absolutely precise way.

 Ein lichthärtendes Material, der einfach eingespritzt, verfeinert und gegläntzt werden kann und perfekt für die Realisierung von Inlays, Kronen und Brücken ist. Er ist flexibel und erlaubt die Realisierung von wenigen Elementen sowie von vollständigen zirkulären Brücken mittels der transparenten Muffel auf eine schnelle und präzise Weise. Die Mischung mit den Opakern Fast Protec sorgt für eine unbegrenzte Farbpalette und dauerhafte Ästhetik.


 Material fotocurable fácil de inyectar, refinar y pulir, perfecto para realizar incrustaciones, coronas y puentes. Es versátil y permite realizar, de manera rápida y precisa, desde pocos elementos hasta los circulares completos, empleando las muflas transparentes. Mezclado con los otros opacos de Trasformer ofrece una gama cromática ilimitada y una larga duración estética.

Content: 1 syringe 3g

Technical Data

Hardness	370 MPa
Flexural Strength	140 MPa
E-module	6500 MPa
Compressive Strength	360 MPa

GENGIVA FLOW

 Light-curing gingiva composite ideal for gingiva restorations and reproductions, implant suprastructures, crowns and bridges. Thanks to Fast Protec wide range of colours, it is possible to characterize full or partial dentures with incredible final aesthetic results.

 Kompositkunststoff für die Restauration und die Reproduktion der Gingiva.


 Resina compuesta fotocurable fluida para restaurar y reproducir la encía.

Content: 1 syringe 3g






COMP METAL PRIMER

 Metal Primer is a perfect bonder between acrylics or composites and all types of metal.


 Perfektes Bindemittel zwischen Kunststoffen oder Kompositen und Metall jeder Art.


 Es un agregante perfecto entre resinas o composites y cualquier tipo de metal.


Content: 5ml



COMP METAL CONNECTOR

 Light-curing composite that improves the chemical bonding between primer and opaquer with a simple and secure adhesion.


 Das lichthärtende Comp Metal Connector ist wesentlich, um die chemische Verbindung zwischen Primer und Opaker zu verstärken und einfach eine sichere Einhaltung zu erhalten.


 Es un composite fotocurable fundamental para reforzar el enlace químico entre primer y opacizante y para obtener una adherencia segura de manera simple.


Content: 1 syringe 3g



BOND OPAQUER PINK DARK

 Light-curing paste opaquer useful to cover model casts with an integral adhesive component and perfect to cover Easy Bar frameworks before the injection of the resin.


 Ein lichthärtender Opaker für die Beschichtung von Modellgussprothesen mit integrierten Adhäsionskomponenten. Deswegen braucht man kein zusätzliches Adhäsionssystem.


 Es un opaco fotocurable para cubrir esqueléticos con elementos de adhesión integrados. De esta manera, no es necesario utilizar sistemas de adhesión adicionales.


Content: 1 syringe 3g



COMP BONDING

 Conceived for the Fast Protec composite line, this bonding is a light-curing material for extensions and repairs of crown and bridge composites.


 Besonders für die Fast Protec-Kompositlinie gedacht, ist es für Zusätze und Reparaturen von Kompositkronen und Kompositbrücke, oder für die Festsetzung von Inlays und Zahn-Veneers vor dem Komposit-Lichthärtung perfekt geeignet.


 Proyectado apropiadamente para la línea de composites de Trasformer, es un activador perfecto para agregados y reparaciones de coronas y puentes de composite y para fijar incrustaciones y carillas antes de emplear la resina compuesta fotopolimerizable.


Content: 7ml

COMP LACQUER AND EVER LAQUER



 Light-curing sealing lacquers for applying to the surfaces of denture acrylic, special tray material and composite crowns and bridges. Comp Lacquer is useful for temporary works whereas Ever Lacquer is a nifty product for permanent dentures.


 Perfekter Lack für Kunststoffprothese, Abdruckmaterial, herausnehmbare Kompositkronen und Kompositbrücke. Comp Lacquer ist ideal für Provisorien, Ever Lacquer für Dauernschiene.


 Laca fotopolimerizable perfecta para la superficie de prótesis de resina, materiales de impresión, y puentes y coronas de composite. Comp Lacquer es ideal para trabajos provisionales, sin embargo Ever Lacquer es excelente para realizar trabajos definitivos.


Content: Comp Lacquer 10ml; Ever Lacquer 5 ml

COMP COVER



 Masking gel that helps avoiding the dispersion layer when light-curing crown and bridge composites.


 Dieses Vaselinegel erleichtert die Verfeinerung vor der Endlichthärtung. Für die Vermeidung der Dispersionsschicht ist dieses Produkt unerlässlich.


 Gel vaselínico que facilita el refinado antes de la polimerización final. Es un producto indispensable para evitar la formación del estrato de dispersión.


Content: 4g

INTENSIVE COMP KIT



 Fast Protec offers a wide range of light-curing colours to characterize acrylic and composite teeth. Intensive Comp stains are easy to use because creamy and could be mixed to guarantee a natural and individual look according to the patient needs. The kit is provided with eight stain colours, a cleaner and a primer.

 Fast Protec bietet eine große Vielfalt an lichterhärtenden Farben für die Individualisierung von Acrylzähnen und Inlays, Kompositkronen und Kompositbrücken für die Personalisierung der Komposit-Erzeugnissen an. Die Intensive Comp können einfach verwendet werden und können auch vermischt werden, um natürliche Nuancen zu erhalten, die für einen dauerhaften, realistischen und einzigen für alle PatientInnen Effekt sorgen. Das Set enthält acht Superfarben, ein Primer und ein Cleaner.



 Para personalizar los trabajos de composite, Trasformer ofrece una amplia gama de colores fotocurables para caracterizar dientes de acrílico e inlays, coronas y puentes de composite. Nuestros Intensive Comp son fáciles de emplear y pueden mezclarse para crear matices naturales que garantizan un efecto duradero, realístico y único para cada paciente.

Content: 8 stains 10 g, 1 cleaner 50ml, 1 primer 3g.







Dental Processing Bearbeitungen Elaboraciones






-  TRASFORMER® FAST PROTEC
-  TRADITIONAL METHODS




-  Full Denture
-  Totaleprothese
-  Prótesis Móvil






-  Immediate Loading
-  Sofortbelastung
-  Carga Inmediata







-  Temporary Crowns and Bridges
-  Provisorien
-  Provisionales





-  Ceramic Moulding
-  Keramikgießen
-  Estampe de la ceramica



-  Orthodontic Splint
-  Beißschiene
-  Férula



-  Implant Denture with Composite
-  Toronto im Komposit
-  Toronto en composite

Full Denture Totaleprothese Prótesis Móvil




Performed by: Dt. Vincenzo De Feo

PRODUCTS USED:

- Alu Big
- Double Base
- Articulator
- Teeth clean

MATERIALS USED:

- Acrylic for Dentures Micropearl
- Universal Blue Silicone 70 Shore A+B
- Putty Silicone 70 Shore A+B
- Fast Alginate
- Gengicolors Kit





1. Wax-up
2. Occlusion check on the Articulator
3. First silicone template on the Alu Big
4. Second template
5. Teeth degreasing
6. Repositioning of the teeth on the silicone template
7. Isolation of the model
8. Closing of the flask
9. Resin pouring
10. Opening of the flask
11. Polishing
12. Final occlusion check



1. Vorbereitung des Wachserzeugnisses
2. Artikulationskontrolle
3. Erste Präzisionsschablone
4. Zweite Füllungsschablone
5. Zahntentfettung
6. Zahneinsatz in die Schablone
7. Isolierung des Musters
8. Verbindung des Musters mit der Schablone nach der Charakterisierung
9. Kunststoffguss
10. Muffelöffnung
11. Endbearbeitung
12. Frontansicht der Endbearbeitung im Artikulator



1. Preparación del modelo de cera
2. Prueba de articulación
3. Primer molde de precisión.
4. Relleno con silicona
5. Desengrase de los dientes
6. Inserción de los dientes en la mufla
7. Aislamiento del modelo
8. Apareamiento de modelo y molde después de la caracterización
9. Colada de la resina
10. Abertura de la mufla
11. Trabajo concluido
12. Trabajo concluido visto frontalmente en el articulador

Immediate Loading Sofortbelastung Carga Inmediata




PRODUCTS USED:

- Implant Box
- Verarte
- Easy Bar

MATERIALS USED:

- Bond Opaquer Pink Dark
- Putty Silicone 70 shore A+B
- Universal Blue Silicone 70 shore A+B
- Acrylic for Dentures Micropearl





Immediate Loading processing shown in this page has been performed by Dt. Umberto Scilipoti



1. Implant denture model
2. Control of the bar position (previously fixed in mouth)
3. Model set on Articulator
4. Easy Bar structure welded
5. Easy Bar structure cemented on the abutments
6. Wax-up
7. Silicone templates
8. Opacified structure
9. Teeth insertion
10. Injection of the resin
11. Opening of the flask
12. Final result after polishing



1. Guss der Schablone mit Gingiva
2. Bau des Gerüsts
3. Artikulationskontrolle
4. Geschweißte Easy Bar-Struktur
5. Befestigung der zementierten Easy Bar am Implantat
6. Zahnmontage
7. Vorbereitung der Silikon-schablonen
8. Die Struktur Easy Bar wird mit dem Opaker bearbeitet
9. Zahneinsatz in die Schablone
10. Kunststoffinjektion durch die Löcher
11. Muffelöffnung
12. Endbearbeitung



1. Colado del modelo con encía
2. Construcción de la estructura
3. Modelo en articulación
4. Estructura Easy Bar soldada
5. Fijación de la Easy Bar cementada a los implantes
6. Montaje de los dientes
7. Preparación de los moldes de silicona
8. Opacización de la estructura Easy Bar
9. Inserción de los dientes
10. Inyección de la resina por los agujeros
11. Abertura de la mufla
12. Trabajo concluido

Temporary Crowns and Bridges Provisorien Provisionales




Performed by: Dt. Francesco Raffo


PRODUCTS USED:

- Alu Big
- Double Base
- Base for Temp
- Articulator

MATERIALS USED:

- Temp Powder
- Temp Liquid
- Universal Blue Silicone 70 shore A+B
- Putty Silicone 70 shore A+B





1. Occlusion check on the Articulator
2. First template on Alu Big flask
3. Second template
4. Closing of the flask
5. Injection holes
6. Occlusion check on the Articulator
7. Isolation of the model
8. Injection of the resin
9. Polymerization of the resin
10. Flask opening
11. Polishing
12. Final occlusion check



1. Artikulationskontrolle
2. Erste Präzisionsschablone
3. Zweite Füllungsschablone
4. Muffenschluss
5. Löcher für die Injektion
6. Kontrolle der Artikulation auf der Verschlussebene
7. Schabloneisolierung
8. Kunststoffinjektion
9. Kunststofflichthärtung
10. Muffelöffnung
11. Enderzeugnis
12. Kontrolle im Artikulator




1. Prueba del modelo en el articulador
2. Primer molde de precisión.
3. Relleno con silicona
4. Cierre de la mufla
5. Agujeros para la inyección
6. Control en el articulador del plano oclusal
7. Aislamiento del modelo
8. Inyección de la resina
9. Polimerización de la resina
10. Abertura de la mufla
11. Trabajo concluido
12. Controle en articulación

Ceramic Moulding

Keramikpressen

Estampe de la ceramica




Performed by: Dt. Giuliano Bonato


PRODUCTS USED:

- Articulator
- All-In
- Clean Temp
- Double Base

MATERIALS USED:

- Universal Blue Silicone 70 Shore A+B





1. Occlusion check on the Articulator
2. Silicone template
3. Check of the spaces
4. Ceramic moulding
5. Dentine layering
6. First firing
7. Enamel layering
8. Final work after the second firing



1. Legen in den Artikulator
2. Silikon Schablone
3. Kontrolle dem Raum
4. Keramikpressen
5. Stratifikation des Dentin
6. Härtung
7. Stratifikation des Schmelz
8. Kontrolle im Artikulator



1. Verifica de la articulación
2. Molde en silicona
3. Control del espacio
4. Estampe de la cerámica
5. Extratificación de la dentina
6. Primera cocción
7. Extratificación del esmalte
8. Trabajo terminado en oclusión

Orthodontic Splint Beißschiene Férula

PRODUCTS USED:


- Alu Big
- Double Base
- Articulator

MATERIALS USED:

- Acrylic for Dentures Micropearl Clear
- Universal Blue Silicone 70 Shore A+B
- Putty Silicone 70 shore A+B
- Silicone Spray

25min

~~60min~~



1. Occlusion check
2. Bite check on the Articulator
3. Bite modelling
4. First silicone template
5. Second silicone template
6. Flask opening
7. Isolation of the model
8. Preparation of the resin
9. Injection of the resin
10. Flask opening
11. Occlusion check on the Articulator
12. Final result after polishing



1. Modellbildungsansicht
2. Legen in den Artikulator
3. Modellbildung des Bites
4. Erste Präzisionsschablone
5. Zweite Füllungsschablone
6. Muffelöffnung
7. Isolierung der Schablone
8. Vorbereitung des Kunststoffes, der einzuspritzen ist
9. Kunststoffinjektion
10. Realisiertes Bite
11. Kontrolle im Artikulator
12. Geglänztetes Bite



1. Visión del modelo
2. Puesta en articulador
3. Modelación de la férula
4. Molde de precisión
5. Relleno con silicona
6. Abertura de la mufla
7. Aislamiento del modelo
8. Preparación de la resina para la inyección
9. Inyección de la resina
10. Férula acabada
11. Prueba en el articulador
12. Férula pulida

Implant Denture with Composite Toronto im Komposit Toronto en composite



Performed by: Dt. Luigi De Stefano

PRODUCTS USED:


- Articulator
- Light Glass
- New Light Box

MATERIALS USED:

- Universal Blue Silicone 70 Shore A+B
- Traspasilicone 22 shore A+B
- Traspasilicone 50 shore A+B
- Comp Metal Primer
- Comp Metal Connector
- Comp Bonding
- Comp Flow
- Intensive Comp

3h

~~10h~~



1. Framework treatment and wax reproduction of the dental anatomy.
2. Setting of the wax-up on the BASE (B) with silicone and creation of injection canals. Traspa Silicone 22 shore pouring on COVER n°1 to obtain the template of the complete wax-up.
3. Positioning of the wax-up on COVER n°1, creation of injection canals and Traspa Silicone 50 shore pouring.
4. Wax-up set on the BASE (B) and cut-back.
5. Creation of injection canals for the enamel and closure of the flask with COVER n°2. Traspa Silicone 22 shore pouring.
6. Metal framework cleaned removing wax. Preparation of the metal framework using Metal Primer, Metal Connect and Comp Flow Opaquer.
7. Injection of Comp Flow Dentine on COVER n°2 and light-curing in the New Light Box.
8. Painting with Intensive Comp colours and light-curing in the New Light Box.
9. Injection of Comp Flow Incisal enamel on COVER n°1 and light-curing in the New Light Box.
10. Injection of Gengiva Flow composite on the BASE (B) and light-curing in the New Light Box.
11. Final light-curing in the New Light Box
12. Finishing and polishing.




1. Bearbeitung der Struktur und Wachsreproduktion der Zahnanatomie Wachsschablone auf den Sockel (B) und Schaffung der Injektionskanalen.
2. Muffelverschluss mit dem Deckel 1 (C1) mit vollständiger Schablone und Guss des Traspa Silikons 22 shore.
3. Schablone auf dem Deckel 1 (C1), Umkehrung der Muffel und Schaffung der Kanalen für die Schleimhaut. Guss des Silikons Traspa 50 shore.
4. Wachserzeugnisses auf dem Sockel BASE (B) und Cut-back des Dentis.
5. Schaffung der Kanalen und Muffelverschluss mit dem Deckel 2 (C2). Guss des Silikons Traspa 22 shore.
6. Reinigung der Wachsschablone und Vorbereitung der Struktur.
7. Injektion des Produktes Comp Flow Dentina auf dem Deckel 2 (C2) und Lichthärtung im New Light Box.
8. Zwischenschichtung mit Intensive Comp. Vor-Lichthärtung im New Light Box.
9. Injektion des Schmelzes Comp Flow Incisal auf dem Deckel 1 (C1). Vor-Lichthärtung im New Light Box.
10. Das Gengiva Flow wird in den Sockel (B) für die Schaffung der Schleimhaut eingespritzt. Vor-Lichthärtung im New Light Box.
11. Endlichthärtung des Erzeugnisses im New Light Box
12. Verfeinerung und Glänzen der Prothese.





1. Tratamiento de la estructura y reproducción de la anatomía dental.
2. Modelado en cera sobre la base (B) y creación de los canales. Clausura de la mufla con la tapa 1 (C1) y colada de la silicona Traspa Silicone 22 Shore.
3. Modelado en cera su la tapa 1 (C1) y creación de los canales por la encía. Colada de la silicona Traspa Silicone 50 Shore.
4. Trabajo en cera sobre la base (B) y reducción de la dentina.
5. Creación de los canales y clausura de la mufla con la tapa 2 (C2). Colada de la silicona Traspa Silicone 22 Shore.
6. Limpieza del modelado y tratamiento de la estructura.
7. Inyección de la Comp Flow Dentina en la tapa 2 (C2) y polimerización en la New Light Box.
8. Maquillaje con los colores Intensive Comp y polimerización en la New Light Box.
9. Inyección del esmalte Comp Flow Incisal en la tapa 1 (C1) y polimerización en la New Light Box.
10. Inyección de Gengiva Flow en la base (B) para crear la encía. Polimerización en la New Light Box.
11. Polimerización final en la New Light Box.
12. Refinición y lustre de la prótesis.

OUR VALUES


1


 We believe essentiality is the result of experience, research, collaboration and technology. It is a way of working with efficiency and efficacy.


 Wir glauben an die Wesentlichkeit als Ergebnis der Erfahrung, der Forschung, der Zusammenarbeit und der Technologie und als Mittel für eine effiziente und wirksame Arbeit.

 Nosotros creemos en la esencialidad como resultado de experiencia, investigación, colaboración y tecnología. También es un instrumento para trabajar eficiente y efectivamente.


2


 Thanks to the high know-how of our team, we are able to design and produce innovative products that could facilitate your daily work. Everyone contributes with his own talent, diligence and expertise always considering the dental technician as the centre of each choice.


 Unseres Team, das über ein hohes Know-how verfügt, widmet sich, rigorose und genaue Forschungen mit Beständigkeit fortzusetzen, die uns erlauben, die neuesten Produkte auf den Markt zu bringen. In unserem Team leistet jeder mit der eigenen Begabung, dem eigenen Engagement und der eigenen Kompetenz einen wichtigen Beitrag, vorausgesetzt dass, die Kunden immer im Mittelpunkt unseren Entscheidungen stehen.

 Nuestro equipo, con su elevada maestría, se compromete en llevar a cabo con constancia investigaciones rigurosas y precisas. Estas nos permiten lanzar en el mercado productos de vanguardia. En cada uno de nuestros productos, ponemos en juego nuestro talento, nuestro compromiso y nuestra competencia, porque estamos convencidos de que el cliente está en el centro de cada elección.


3


 We listen to our customers needs to find together the best solution.


 Wir zielen, auf die Bedürfnisse aller unseren Kunden zu hören, um die beste konkrete Lösung zusammen zu finden.

 Nuestro objetivo es escuchar las exigencias de cada cliente para encontrar juntos y de manera concreta la mejor solución.


4

 In the last 27 years the best materials and a constant innovation have always been our prerogatives to guarantee very high standards in every process.

 Nach 27 Jahren können wir bestätigen, dass unsere Entscheidung, die besten Materialien, Technologien und Beratungen zu wählen, die erfolgreichste Entscheidung war.


 Después de 27 años, podemos decir que elegir siempre lo mejor por lo que atañe a materiales, tecnologías y consultas ha sido una apuesta ganadora.

QUALITY AND CUSTOMER SERVICE

 Customer is at the core of all our choices: we grant high quality products and a constant service to support you in your daily operations avoiding wasting time and material. Our customer service:


- Pre-sale and post-sale assistance
- Constant innovation of our products, materials and accessories to improve our system
- Training courses and follow-up meetings with dental experts

Quality is made up of little details. That is why we use nickel-free anodised aluminium to assure you the unlimited life of our system.

 Für uns stehen unsere Kunden im Mittelpunkt aller unseren Entscheidungen, deswegen schenken wir dem Dienst und Qualitätsstandard unseren Endprodukten besondere Aufmerksamkeit. Unserer Dienst beruht sich auf:

- Kundendienst vor und nach dem Verkauf
- Sändiger Erneuerung von Produkten, Materialien und Zubehör, die unsere Systematik verbessern können
- Vertiefenden Ausbildungs- und Fortbildungskursen mit Sachverständigen

Qualität besteht aus vielen kleinen Details. Z. B. verwenden wir eloxiertes und kratzfestes Aluminium, um unserer Systematik eine unbegrenzte Dauer zu gewährleisten.

 Para Trasformer, el cliente está en el centro de cada elección: esto significa cuidar de manera particular el servicio y el estándar de calidad del producto final que le ofrecemos. Nuestro servicio se compone de:

- asistencia pre- y post-venta
- cursos de formación y profundización con expertos del sector
- innovaciones continuadas de los productos, materiales y accesorios que perfeccionan nuestra sistemática

La calidad está en muchos pequeños detalles. Por ejemplo, en Trasformer puedes encontrarla en el aluminio anodizado irrayable y en los productos sin níquel que empleamos: así te aseguramos una duración ilimitada de nuestra sistemática.

Codes

Code	Description	Content
200.0013	Alu Big	1
200.0019	Implant Box	1
200.0014	Big and Small Glass	1
200.0017	Big Glass	1
200.0018	Small Glass	1
200.0020	Small Glass XL	1
200.2000	Light Glass	1
200.1002	Double Base	1
200.0030	All-In	1
200.0030.7	All-In Verticulator	1
200.0029	Verarte	1
200.0009	Articulator Trasformer	1
200.0001	Verticulator	1
300.00	Easy Bar	1
400.00	Easy Bar Titanium	1
200.1008	Jig Platform	1
200.0088	New Light Box	1
200.0102	Teeth Clean	1
200.1004	Universal Clean	1
200.1001	Universal Split Cast	1
200.1005	Clean Temp	1
200.1003	Base for Plaster	1
200.1007	Model Plate	1
1911900	Universal Blue Silicone 70 shore	5 kg A + 5 kg B
1911902	Universal Blue Silicone 70 shore	1 kg A + 1 kg B
1911903	Putty Silicone 70 shore	5 kg A + 5 kg B
1911803	Putty Silicone 70 Shore	1 kg A + 1 kg B
1911901	Traspa Silicone 22 shore	1 kg A + 1 kg B
1911806	Traspa Silicone 50 shore	1 kg A + 1 kg B
1911905	Regular Precision - violet	2 cartridges
1911907	Regular Precision - clear	2 cartridges
1911962	Acrylic for Dentures Micro Pearl - Pink	1000g
1911961	Acrylic for Dentures Micro Pearl - Pink 34	1000g
1911957	Acrylic for Dentures Micro Pearl - Pink Veined	1000g
1911912	Acrylic for Dentures Micro Pearl - Clear	1000g
1911951	Acrylic for Dentures Micro Pearl - Liquid	500 ml
1916001	Gengicolors Acrylic - Light Pink	100g
1916002	Gengicolors Acrylic - Dark Pink	100g
1916010	Gengicolors - Liquid	100 ml
1916013	Gengicolors Intensive - Yellow	10g
1916011	Gengicolors Intensive - Blue	10g
1916012	Gengicolors Intensive - Red	10g
1916014	Gengicolors Intensive - Brown	10g
1916015	Gengicolors Intensive - White	10g
1916000	Kit Gengicolors	1
1911916	Fast Alginate	500 ml
1911918	Silicone Spray	400 ml
1913000	Master Polyurethane	400g + 100 + 200 ml
1911929	Pattern Resin	100g + 100 ml
1911920	Temp Powder A1	100g
1911921	Temp Powder A2	100g
1911921.5	Temp Powder A2	500 g
1911922	Temp Powder A3	100g
1911922.5	Temp Powder A3	500g
1911934	Temp Powder A3,5	100g
1911935	Temp Powder A4	100g

Code	Description	Content
1911937	Temp Powder B1	100g
1911938	Temp Powder B2	100g
1911924	Temp Powder B3	100g
1911925	Temp Powder C2	100g
1911926	Temp Powder D3	100g
1911941	Temp Powder Incisal SE1	100g
1911927	Temp Powder Incisal SE2	100g
1911927.5	Temp Powder Incisal SE2	500g
1911945	Temp Powder Incisal SE3	100g
1911939	Temp Powder Incisal S00	100g
1911940	Temp Powder Incisal SW	100g
1911928.5	Temp Liquid	500 ml
1911928	Temp Liquid	100 ml
1912001	Comp Flow - Dentina A1/B1	1 syringe 3g
1912002	Comp Flow - Dentina A2	1 syringe 3g
1912003	Comp Flow - Dentina A3	1 syringe 3g
1912008	Comp Flow - Dentina A3,5	1 syringe 3g
1912009	Comp Flow - Dentina A4	1 syringe 3g
1912010	Comp Flow - Dentina B3/B4	1 syringe 3g
1912011	Comp Flow - Dentina C2/C3	1 syringe 3g
1912007	Comp Flow - Dentina D2/D3	1 syringe 3g
1912004	Comp Flow - Incisal S57	1 syringe 3g
1912005	Comp Flow - Incisal S58	1 syringe 3g
1912006	Comp Flow - Incisal S59	1 syringe 3g
1912012	Comp Flow - Incisal S60	1 syringe 3g
1912015	Comp Flow Opaquer - Light	1 syringe 3g
1912000	Comp Flow Opaquer - Medium	1 syringe 3g
1912016	Comp Flow Opaquer - Dark	1 syringe 3g
1912024	Gengiva Flow - Light	1 syringe 3g
1912013	Gengiva Flow - Medium	1 syringe 3g
1912025	Gengiva Flow - Dark	1 syringe 3g
1912014	Gengiva Flow - Super Dark	1 syringe 3g
1912022	Comp Bonding	7 ml
1912021	Comp Metal Connector	1 syringe 3g
1912020	Comp Metal Primer	5 ml
1912030	Bond Opaquer Pink Dark	1 syringe 3g
1915000	Comp Lacquer	10ml
1912046	Ever Lacquer	5ml
1912023	Comp Cover	4g
1912026	Intensive Comp - Primer	3g
1912027	Intensive Comp - Cleaner	50ml
1912028	Intensive Comp - Apricot	3g
1912029	Intensive Comp - Blue	3g
1912037	Intensive Comp - Brown	3g
1912031	Intensive Comp - Orange	3g
1912032	Intensive Comp - Red	3g
1912033	Intensive Comp - White	3g
1912034	Intensive Comp - Ochre	3g
1912035	Intensive Comp - Clear	3g

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Comercializadora de Material
y Equipo Dental

AMALON
store

TRASFORMER®
L'originale dal 2001



Nuestras instalaciones
Victoria Oriente 3719, Col. Faja de oro,
Deleg.
Gustavo A. Madero, C.P. 07850
Ciudad de México.

novedades.amalon@gmail.com
teknizzer@gmail.com



@amalontetnizzer

+52 55 8890 5401 Conmutador
+52 55 1228 5522 Directo - msj
amalon.com.mx

AMALON
store

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

TRASFORMER®

L'originale dal 2001



FAST
PROTEC



AMALON

Comercializadora de Material
y Equipo Dental



@amalontetnizzer

+52 55 8890 5401 Conmutador

+52 55 1228 5522 Directo - msj

amalon.com.mx

TRASFORMER®
L'originale dal 2001



FAST
PROTEC

THE ESSENTIAL OF YOUR DAILY



PART

WORK

ENG

Fast Protec has an essential nature, since it synthesizes long and expensive traditional processing in a **fast, clean and easy** way of working. We invest in technology and regular research for constant innovation as aesthetics, ergonomics and functionality play decisive roles in reaching simplicity. As our approach always starts with dental technicians needs, we created a **complete system**, made up of flasks, articulators, verticulators, resins and silicones to perform all dental processing. This is Fast Protec: **precise protocols** that will guide you step by step to make your workflow faster and more organized.

DEU

Das Wesentliche, um den Unterschied zu machen Fast Protec ist das Ergebnis der jahrelangen **Forschung und Erprobung** eines Zahntechnikers. Der Zweck: Form und Stoff zu vereinen, um das Wesentliche der Bearbeitung zu erreichen. Ein einzelnes Produkt erlaubt, die gemeinsame Bearbeitungen und jede operative Phase zu leiten, vom Legen in den Artikulator bis zur Zielsetzung. Lange und arbeitsame Prozeduren werden zu **einfachen Protokollen**, die Konstanz und Präzision gewährleisten. Unsere Systematik ist unentbehrlich für die Erleichterung der Bearbeitungen im Labor: Alle OdontotechnikerInnen werden viele **Zeit sparen**.

ESP

Trasformer nace a partir de años de investigación y experimentación hechas por un protésico dental, con el objetivo de juntar **forma y substancia** para alcanzar la esencia de la elaboración. Un único producto permite gestionar **todas las elaboraciones** más comunes en cada fase operativa, desde la puesta en articulador hasta la finalización. Sintetiza procedimientos largos y trabajosos en **protocolos simples** que aportan constancia y precisión. Esto es fundamental para facilitar el trabajo en el laboratorio, así que cada protésico dental pueda ahorrar sustancialmente tiempo.

1

ENG - HIGH QUALITY RESULTS
DEU - HÖHERE QUALITÄTSSTANDARDS
ESP - ESTÁNDARES DE CALIDAD MÁS ALTOS

2

ENG - A FEW PRODUCTS TO PERFORM ALL DENTAL PROCESSING
DEU - EINE EINZELNE SYSTEMATIK FÜR JEDE BEARBEITUNG
ESP - UNA ÚNICA SISTEMÁTICA PARA TODAS LAS ELABORACIONES

3

ENG - PRECISE PROTOCOLS TO BETTER ORGANIZE YOUR WORK
DEU - DIE ARBEIT WIRD BESSER ORGANISIERT MIT BESTIMMTEN OPERATIVEN PROTOKOLLEN
ESP - TRABAJO MÁS ORGANIZADO CON PROTOCOLOS OPERATIVOS DEFINIDOS

4

ENG - MINIMUM WASTE OF MATERIAL
DEU - WENIGE VERSCHWENDUNGEN
ESP - DERROCHES REDUCIDOS

5

ENG - PROCESSING TIMES HALVED
DEU - HALBIERTE BEARBEITUNGSZEIT
ESP - TIEMPOS DE ELABORACIÓN REDUCIDOS A LA MITAD

6

ENG - CLEANER LABORATORY (NO MORE PLASTER)
DEU - SAUBERER ARBEITSTISCH (NIEMALS GIPSRAUM MEHR)
ESP - MESA DE TRABAJO MÁS LIMPIA (¡ADIÓS, SALA DE YESOS!)

7

ENG - BETTER PROFITS)
DEU - WEITERE GEWINNSPANNE
ESP - MÁRGENES DE GANANCIA MAYORES

WHY TO CHOOSE
TRASFORMER-
FAST PROTEC

INDEX

<u>ENG</u>	<u>DEU</u>	<u>ESP</u>	
PRODUCTS	PRODUKTE	PRODUCTOS	8
Flasks	Muffel	Muflas	9
Articulator and Verticulators	Artikulator und Vertikulatoren	Articulador y Verticuladores	12
Implantology	Implantologie	Implantologia	13
Accessories	Zubehör	Accesorios	14
Polymerization Units	Polymerisierungsgeräte	Polimerizadoras	16
MATERIALS	MATERIALEN	MATERIALES	18
Silicones	Silikonen	Siliconas	19
Acrylics	Kunststoffe	Resinas	20
Isolating Agents	Isolierung	Aislantes	22
Composites	Kompositen	Composites	23
CAD/CAM Blanks	CAD/CAM Rohlinge	CAM/CAM Discos	27
DENTAL PROCESSING	BEARBEITUNGEN	ELABORACIONES	28
OUR VALUES	UNSERE WERTE	VALORES	42
PRODUCTS CODES	PRODUKTCODES	CÓDIGOS	43

PRODUCTS

PRODUKTE

PRODUCTOS

TRASFORMER

HAUTON

10

ALU BIG




ENG - Alu Big is a flask made of aluminium with an ergonomic design.

By using silicone templates, it is possible to pour, inject or press the resin to obtain in a fast and precise way the most part of dental processing as removable dentures, relines, removable partial dentures, crown and bridges, surgical templates and implant dentures.

DEU - Diese Aluminiummuffel hat ein ergonomisches Design, das die Verwendung mit Silikonstoffen mittels Guss-, Injektion- oder Pressverfahren erlaubt. Diese Muffel macht die zahlreiche Laborbearbeitungen schnell und präzise, wie z. B. herausnehmbare Prothesen und Modellgussprothesen, Immediatprothesen, Bohrschablonen, Prothesenunterfütterung, partielle Prothesen und Toronto.

ESP - Mufla de aluminio con diseño ergonómico que permite emplear los materiales de silicona con la técnica de vertido, inyección y presión. Con nuestra mufla, las innumerables elaboraciones de laboratorio son rápidas y precisas, como prótesis móviles y esqueléticas, provisionales, férulas, rebasados, prótesis parciales y de tipo Toronto.



» Acrylic processing

COD - 200.0013

Lenght	Width	Height
94 mm	101 mm	76 mm


IMPLANT BOX



ENG - Implant Box is a flask with a minimal and compact design that allows you to cast the model in plaster directly on the base. Thanks to the integrated split cast it is possible to perfectly fit the base on Fast Protec Articulator, Verarte and All-In. It is provided with two tips: the metallic one is useful to perform crown and bridges and implant dentures whereas the clear one is perfect to work with light-curing composites.

DEU - Eine kompakte und handliche Muffel, mit Minimaldesign und integrierten Split-Cast für das Gussverfahren und die Entwicklung des Gipsmodells. Sie kann direkt auf den Artikulator „Fast Protec“ übertragen werden und ist mit zwei Deckeln ausgestattet: Einem Metalldeckel für die Akrylbearbeitungen und einem transparenten Deckel für die Komposit-Bearbeitungen.

ESP - Mufla compacta y manejable, tiene un diseño minimalista y split-cast integrado para el vertido y la creación del modelo de yeso. Puede posicionarse directamente en el articulador Trasformer. Tiene dos tapas: una de metal para transformar las elaboraciones de acrílico, y otra transparente para los trabajos de composite.



Transparent Lid

Aluminium Lid

Base

» Acrylic processing
» Composite processing

COD - 200.0013

Lenght	Width	Height
80 mm	90 mm	70 mm
80 mm	90 mm	60 mm


BIG AND SMALL GLASS



ENG - Big and Small Glass are transparent flasks with a POM base and two clear lids held by secure locking screws to ensure optimal results and no increases in the vertical dimension. The sizes of these flasks make them compatible with any polymerization chamber available on market and the double lids have been designed for the duplication of crown and bridge wax-up in light-curing composite.

DEU - Diese Muffel ist spezifisch für die Prothese aus lichterhärtendem Kompositkunststoff erforscht. Das Minimaldesign und die Bedienungsfreundlichkeit erlauben sowohl die Vorbereitung des Dentins als auch des Schmelzes mittels eines einzelnen Geräts. Bei der Verwendung der neuesten Komposit-Kunststoffen Comp Flow wird die Produktionszeit bedeutend verkürzt und die erhaltenen Präzisionserzeugnisse brauchen keine weitere Verfeinerungsoperation und vermeiden Erhebungsprobleme beim Kauen.

ESP - Proyectada para construir prótesis de resina compuesta fotocurable, su diseño minimalista y funcionalidad de empleo permiten predisponer, a través de un único instrumento, tanto el molde con el cut-back de la dentina como el molde del esmalte con la anatomía completa de la modelación. Empleando los composites de última generación Comp Flow, los tiempos de producción se reducen sensiblemente y las elaboraciones obtenidas, extremadamente precisas, no necesitan ulteriores refinios y evitan rebotes en la masticación.



» Composite processing

COD - 200.0018 - Small
200.0017 - Big

	Lenght	Width	Height
S	94 mm	45 mm	55 mm
B	86 mm	87 mm	55 mm


SMALL GLASS XL



ENG -Its compact shape, makes the Small Glass XL the ideal flask to realize works from 1 to 6 elements. Thanks to its additional lid, this flask allows technicians to perform implant dentures, joining the advantages of the Small Glass with those of the Light Glass, reducing any waste of Silicone and working on teeth and gingiva.

DEU - Die kompakte und überschaubare Größe macht diese für die Ausführung von Arbeiten mit einem bis sechs Elementen. Small Glass XL, dank der Zugabe eines Deckels, ermöglicht die Bearbeitung von Zahnimplantanten und verbindet so die Vorteile von Small Glass und Light Glass, als die optimierte Verwendung Silikonmaterialies und die Möglichkeit gleichzeitig die Zahne und die Gingiva zu bearbeiten.


ESP - Gracias a su forma compacta y manejable, la Small Glass XL es ideal para realizar trabajos con 1 hasta 6 elementos. Gracias a su segunda tapa se pueden realizar elementos sobre implantes, sumando las ventajas de la Small Glass con las de la Light Glass sin gastos de silicona permitiendo trabajar al mismo tiempo tanto sobre los dientes como sobre la encía.



» Composite processing

COD - 200.0020

Lenght	Width	Height
94 mm	45 mm	61 mm




LIGHT GLASS

ENG - Wider than traditional transparent flasks and more stable with its three screws, Light Glass allows dental technicians to perform full implant dentures working simultaneously on composite teeth and gingiva thanks to the provided three lids and the removable three pins. Its completely clear structure guarantees a fast and total light-curing of the elements obtaining perfect and precise details.

DEU -Im Vergleich zu den anderen transparenten Muffeln ist die Muffel Light Glass geräumiger und in der Lage, eine volle Prothese Toronto zu enthalten. Auf diese Weise kann man gleichzeitig sowohl die Zähne als auch die Gingiva bearbeiten. Die ganz transparente Struktur versichert eine rasche und völlige Lichthärtung für ein Erzeugnis, das in allen Details vollständig sein wird. Außerdem verfügt diese Muffel dank drei Schrauben über größere Festigkeit. Dabei findet man auch drei Verschlussdeckel für die Bearbeitung des Dentins, des Zahnschmelzes und der Mundschleimhaut.

ESP - Más amplia que las clásicas muflas transparentes, Light Glass puede contener una prótesis de tipo Toronto completa y permite trabajar al mismo tiempo tanto los dientes como la encía de composite. Su estructura completamente transparente garantiza una fotopolimerización rápida y completa para un resultado perfecto en todos sus detalles. Además, gracias a sus tres tornillos, esta mufla tiene mayor estabilidad. Lleva tres tapas para trabajar dentina, esmalte y mucosa.



» Composite processing

COD - 200.2000

Length	Width	Height
100 mm	80 mm	61 mm

ARTICULATOR



ENG - The unique articulator of this system is provided with magnetic condyles fixed at the standard 30 degrees to perfectly reproduce all mouth movements. Diagnosis and treatment planning are simplified thanks to the posterior incisal guide pin that gives total visibility at 360°.

DEU - Der innovative Artikulator ist mit magnetischen Condylen und Kalotten ausgestattet, um die Gesamtheit der natürlichen Mundbewegungen dank der 360 Grad Drehung auf den Condylen perfekt zu simulieren. Der Hinterinzisalstift versichert eine weite Sichtbarkeit für die perfekte Kontrolle jeder Bearbeitungsphase.

ESP - Nuestro innovador articulador tiene cóndilos y platinas magnéticas que permiten simular perfectamente todos los movimientos naturales de la boca gracias a la rotación de 360° en los cóndilos. El eje incisal posicionado posteriormente garantiza una amplia visibilidad para controlar perfectamente cada fase de la elaboración.

COD - 200.0009



VERARTE

ENG - Verticator and Articulator combined in one unit in a revolutionary design. The posterior rod pin guarantees a perfect and complete visibility of the prosthesis and simply by changing the upper support of the Articulator, it is possible to transform it in a verticator to perform ceramic moulding or plan implant dentures.

DEU - Dank dem revolutionären Design und durch den Austausch der zwei Deckeln erhält man einen Artikulator und einen Vertikator in einem einzelnen Gerät. Der Hinterkuppelstangenbolzen versichert eine optimale Sichtbarkeit. Durch den Vertikator kann man die Keramik gießen und implantatgetragene Prothese realisieren.

ESP - Con su diseño revolucionario y intercambiando simplemente las dos tapas, se obtienen un articulador y un verticador en un único instrumento. El eje en la parte posterior permite una amplia visibilidad. El verticador se puede emplear para el moldeo de la cerámica y la realización de estructuras de prótesis fija en pilares naturales e implantes.

COD - 200.0029

ALL IN



ENG - All-In is a combination of verticator and flask composed by one base with three rod pins and two interchangeable lids. The equilateral base enable the rotation of the model at 360°, allowing the dental technician to have the maximum visibility of his work. Essential item for the pre-visualization of the case and the casework planning as a verticator, it could be used for the injection or pouring technique as a flask.

DEU - All In ist die Kombination von einem Vertikator und einer Muffel, die aus einem Sockel mit Kuppelstangenbolzen und zwei auswechselbaren Deckeln besteht. Der Sockel, dessen Basis ein gleichseitiges Dreieck ist, erlaubt die 360° Drehung des Modells, das heißt höchste Sichtbarkeit aus jedem Blickpunkt, was wesentlich für die Vorvisualisierung und die Planung ist. Dieses Gerät kann auch als Muffel für das Injektion- und Gussverfahren verwendet werden.

ESP - Es una combinación de verticador y mufla compuesta por una base con ejes y dos tapas intercambiables. La base, con tres ejes dispuestos en los vértices de un triángulo equilátero, permite girar el modelo 360°, para obtener una máxima visibilidad desde todas las perspectivas de trabajo. Es fundamental para previsualizar y proyectar. Además, permite inyectar o verter la resina con la tapa-mufla.

COD - 200.0030




EASY BAR

ENG - Easy Bar is a kit of stainless steel preformed bars that facilitate the realization of a stable, precise and reinforced structure for all kind of fixed dental prosthetics in just 6 hours. Thanks to their different sizes (from 6 to 30 mm), these bars could be adapted by bending to any position of the implants and are compatible to every implant abutment on the market.

DEU - Easy Bar ist das perfekte Gerät für die Realisierung aller Arten von festsitzenden Zahnersätzen in nur 6 Uhre. Die vorgeformten Stangen, die verschiedene Ausmaße haben (von 6 zu 30 mm), passen sich einfach zu den unterschiedlichen Implantatspositionen. Die Befestigung verlangt die geringste Menge des Produktes, versichert große Präzision und beschränkt das eigene Schrumpfen des Stoffs. Diese Komponenten können auch direkt in der Mundhöhle verwendet werden, um Schiene für die Abdruckerhebung zu realisieren.

ESP - Easy Bar es el instrumento perfecto para realizar estructuras para cargas inmediatas y provisionales sobre implantes solo en 6 horas. Las barras preformadas, con su diversa conformación (desde 6mm hasta 30mm), se adaptan a las diferentes posiciones de los implantes de manera simple y permiten realizar la fijación con una cantidad mínima de producto. Así se puede trabajar con más precisión y disminuir la contracción propia del material. Además, es posible utilizar estos elementos directamente en la cavidad oral para realizar ferulizaciones en la toma de impresiones.



COD - 300.00 - Stainless steel
400.00 - Titanium

EASY BENDER



ENG - This pair of pliers is born to complete the Easy Bar system for the construction of immediate loading frameworks. An original instrument to bend and adapt these preformed bars to any kind of implant position and type, easily obtaining the desired curve both longitudinally and horizontally. The comfortable grip of Easy Bender grants its flexibility and usability.

DEU - Diese Zange wurde entwickelt, um das Easy-Bar-System für den Bau von Schnellladegerüsten zu vervollständigen. Ein Originalinstrument zum Biegen und Anpassen dieser vorgeformten Stäbe an jede Art von Implantatposition und -typ, wobei die gewünschte Krümmung sowohl in Längsrichtung als auch in horizontaler Richtung leicht erreicht wird. Der bequeme Griff von Easy Bender garantiert Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit.

ESP - La pinza dobla-barras está relacionada a todo lo que atañe a la implantología Easy bar: este instrumento permite curvar y adaptar las barras segundo cualquier exigencia. Como la pinza es doble, se puede trabajar tanto sobre la logitud, como trasversalmente.

COD - 300.00.1

» ACCESSORIES



DOUBLE BASE

ENG -Two base formers made of aluminium with rubber cuffs useful to cast the model in plaster. Thanks to the split cast designed on the base, the model becomes compatible with any product of the Fast Protec System fitting in a precise and clean way.

DEU -Der transparente Deckel verwandelt die Alu Big in eine transparente Muffel und durch den einfachen Deckelwechsel kann man mit lichthärtendem Kompositkunststoff arbeiten.

ESP - Permite la realización de la impresión de yeso de manera limpia y precisa. Gracias a la conformación particular de su base, después del vertido el modelo tendrá un split-cast que puede posicionarse perfectamente y adaptarse a toda la sistemática de Trasformer.

COD - 200.1002



TEETH CLEAN

ENG -Basket with 14 individual compartments for steam cleaning teeth securing each denture tooth position.

DEU - Ein ergonomisches Körbchen mit 14 Fächern für eine handliche Zahnreinigung.

ESP - Colador ergonómico: tiene 14 compartimentos para lavar los dientes de manera práctica.

COD - 200.0102



ALU BIG CLEAR TOP

ENG -This clear top transforms Alu Big in a transparent flask to work with light-curing composites.

DEU -Der transparente Deckel verwandelt die Alu Big in eine transparente Muffel und durch den einfachen Deckelwechsel kann man mit lichthärtendem Kompositkunststoff arbeiten.

ESP - La tapa transparente transforma Alu Big en una mufla transparente. Simplemente cambiando la tapa, se puede pasar desde elaboraciones con resina tradicional a las con resinas fotocurables.

COD - 200.0022.1



MODEL PLATE

ENG -Model Plate is a positioning device for setting edentulous models on the articulator.

DEU - Ein handliches Positionierungsgerät für zahnlosen Schablonen.

ESP - Diseñado para prótesis móviles, es un posicionador para el articulador para modelos edéntulos.

COD - 200.1007



CLEAN TEMP

ENG - Split cast base for temporaries crowns and bridges. Minimum waste of material thanks to its three undercuts.

DEU - Dieser handliche und funktionelle Split-Cast Sockel versichert schnelle Benutzung und Materialeinsparung.

ESP - Base para provisionales práctica y funcional, integra un split-cast y tres hitos que identifica la sección de trabajo. Permite un empleo rápido y ahorro de materiales.

COD - 200.1005



BASE FOR PLASTER

ENG - Base for adapting any articulator on the market to the Fast Protec System.

DEU - Dieser Split-Cast Sockel erlaubt die Anpassung aller Artikulatoren auf dem Markt zu der Systematik Fast Protec.

ESP - Una base con split-cast que permite adaptar cualquier articulador disponible en el mercado a la sistemática de Trasformer.

COD - 200.1003



UNIVERSAL CLEAN

ENG - Universal Clean is a little base that helps fitting the plaster model on the Articulator through the use of Universal Blue Silicone.

DEU - Dieser Sockel hat eine verminderte Dicke und ist dafür besonders geeignet, um die Schablone direkt auf dem Artikulator festzusetzen mit dem Silikon Universal Blue Silicone.

ESP - Es una base de grosor mínimo proyectada para fijar el modelo directamente en el articulador con la silicone Universal Blue Silicone.

COD - 200.1004



UNIVERSAL BASE SPLIT CAST

ENG - Little split cast base to adapt other bases available on market to the Fast Protec system.

DEU - Universaladapter für die Zusammenstellung aller Sockel auf dem Markt mit der Systematik Fast Protec.

ESP - Adaptador universal para juntar todas las bases disponibles en el mercado a la sistemática de Trasformer.

COD - 200.1001

DISPENSER EASY FLOW

ENG - Dispenser gun for syringes (3gr and 20gr) and cartridges.

DEU - Dosierpistole für Spritzen (3gr und 20gr) und Kartuschen.

ESP - Dispensador para jeringas (3gr y 20gr) y cartuchos.

COD - 200.1001



NEW LIGHT BOX

VICTORIA

NEW LIGHT BOX

ENG - The New Light Box is a compact and modern polymerization unit provided with last generation multi-die LEDs for light-curing composite resins. A low consumption machine that works on a vacuum pump to avoid the dispersion layer, the New Light Box is perfect to light-cure the Fast Protec wide range of composites at a wave frequency between 360 and 520 nm.

DEU - Dieses kompakte und moderne Polymerisierungsgerät sorgt für Hochleistung und Hochwirksamkeit und verfügt über die neuesten Multi-Die LEDs für Kompositkunststoffe. Das New Light Box hat lange Dauer mit geringem Verbrauch und verfügt über eine Vakuumpumpe, die die Dispersionsschicht verhindert. Besonders geeignet für den Kompositstoff Fast Protec Comp Flow, optimiert es die Lichthärtung aller Kompositkunststoffen, deren Polymerisierungsgrad zwischen 360 und 520 nm liegt..

ESP - Polimerizadora compacta y moderna de elevada potencia y eficacia. Utiliza LED Multi-die de última generación para composites. Maquinaria de larga duración y bajo consumo, New Light Box resuelve el problema del estrato de dispersión a través de su bomba de vacío. Se indica especialmente para el composite de Trasformer Comp Flow. Optimiza la cocción de todas las resinas compuestas que polimerizan entre 360 y 520nm.

» Composite processing

COD - 200.0088



VICTORIA

ENG - Compact, easy and functional polymerizing machine. It is possible to cook cold and heat-curing resins with water input and to harden silicone templates with manual air loading through button up to 6 bar pressure. Victoria is provided with heat strips that heat water gradually until a maximum temperature of 120 degrees and an automatic counter that starts decreasing time once the pre-set temperature is reached maintaining it constant.

DEU - Simple, funktionelles und kompaktes Polymerisierungsgerät, das sowohl Programme mit Wasser für Kalt- und Heißpolymerisation bis zum 120 Grad als auch wasserfreie Programme mit Eingangsdruck von 6 bar für die Realisierung der Silikonsschablone bietet. Wenn die festgesetzte Temperatur erreicht wird, wird der Zähler automatisch gestartet, indem die Temperatur bis zum Ende des Zyklus konstant gehalten wird.

ESP - Polimerizadora de dimensiones compactas, simple y funcional. Dispone tanto de programas de agua para la polimerización de la resina en caliente y en frío, como de programas sin agua para la realización del molde de silicona con una presión máxima de enrada de 6 bares. Victoria es dotada de fajas de recalientamiento que calientan el agua gradualmente hasta una temperatura máxima de 120° y de un counter que empieza al alcanzar la temperatura prefijada manteniendola constante durante todo el ciclo.

» Acrylic processing

COD - 200015

MATERIALS
MATERIALEN
MATERIALES





70
SHORE

A white
B blue

UNIVERSAL BLUE SILICONE

ENG - Kneadable silicone for the first templates. It guarantees an extremely precise detail reproduction without distortion even at high temperatures and an excellent long-term dimensional stability.

DEU - Es ist für zahlreiche Verwendungen geeignet und versichert Detailspräzision bei der Realisierung der ersten Schablone sowie Widerstand, Formbarkeit und hohe langfristige Festigkeit.

ESP - Adecuado para muchos empleos, garantiza la precisión de los detalles en la realización del molde, además de resistencia, maleabilidad y elevada estabilidad, también a largo plazo.

COD - 1911902 - 1 kg A + 1 kg B
1911900 - 5 kg A + 5 kg B



70
SHORE

A
B

90
SHORE

A
B

PUTTY SILICONE

ENG - With ideal handling characteristics and times, Putty Silicone is an economic rigid bulk filler silicone.

DEU - Dieses präzise und formbare Silikon versichert langfristige Festigkeit und kann auch als Füllungssilikon in Verbindung mit dem Universal Blue Silicone verwendet werden.

ESP - Preciso y maleable, garantiza estabilidad a largo plazo. Puede emplearse también como silicona de relleno en combinación con la silicona Universal Blue Silicone.

COD - 1911903 - 5 kg A + 5 kg B - 70 shore
1911904 - 5 kg A + 5 kg B - 90 shore



22
SHORE

A
B

50
SHORE

A
B

TRASPA SILICONE

ENG - Crystal-clear silicone perfect for processing with light-curing composites.

DEU - Dieses Silikon sorgt für extreme Präzision, und dank seiner hohen Transparenz, versichert eine perfekte Sichtbarkeit beim Injektionsverfahren.

ESP - Silicona de máxima precisión: gracias a su elevada transparencia, permite una perfecta visibilidad en la fase de inyección del composite.

COD - 1911903 - 1 kg A + 1 kg B - 22 shore
1911806 - 1 kg A + 1 kg B - 50 shore



58
SHORE

A
B

67
SHORE

A
B

REGULAR PRECISION

ENG - Auto-curing and precise silicone useful to reproduce temporaries caps or for temporaries restoration.

DEU - Kaltpolymerisierender Präzisionssilikon mit optimaler Formbarkeit, um die Schablone durch die Form- und Konterformtechnik aus Silikon zu reproduzieren.

ESP - Silicona autocurable y precisa, útil para reproducir coronas provisionales y para reparar provisionales.

COD - 1911905 - 2x50ml cartridges - 58 shore
1911907 - 2x50ml cartridges - 67 shore



ACRYLIC FOR DENTURES MICRO PEARL

ENG - Cold-curing resin for the injection, pouring or pressing techniques. Different colours available but the same stability and no shrinkage to meet all your needs: full and partial dentures, repairs and relining could be performed in an easy and fast way. Top aesthetic prosthesis with less residual monomer.


DEU - Kaltpolymerisierender Kunststoff für die Vereinfachung des konventionellen Techniks verwendbar, einschließlich der Injektionstechnik und ist für vollständigen oder partiellen Prothesen, für Behandlungen und Prothesenunterfütterung geeignet. Eine Pulverzusammensetzung mit einzigartiger Kompaktheit und Homogenität, die dank der Mikropartikeln Farbefestigkeit, Widerstand und Glanz versichert. Es passt sich perfekt zu den Zähnen, verringert das Schrumpfen und schwächt die Ausstellung von Monomeren ab.

ESP - Resina acrílica polimerizable en frío: proyectada para facilitar todas las técnicas convencionales, también la de inyección. Además, es ideal para prótesis totales y parciales, para tratamientos y rebasados. Sus micro-partículas garantizan estabilidad en la coloración, resistencia y pulibilidad. Se adapta perfectamente a los dientes, permite reducir la contracción y disminuye la liberación de los monómeros.

CONTENT - Powder 1 kg, Liquid 200 ml



Dentine:



Incisal:



TEMP POWDER AND LIQUID

ENG - High-tech acrylic for long lasting crowns and bridges . Temp Powder is a cold-curing resin with a high precision and abrasion resistance that avoids plaque deposits.

DEU - Ein sehr glänzender Acrylkunststoff mit Hochpräzision und gegen Abschaben widerstandsfähig, der für die Bearbeitung von Immediatprothesen geeignet ist, mit den folgenden Vorteilen: optimaler Kompaktheit, einfachem Polieren, Durchsichtigkeit des Schmelzes, guten Farbwerbanteilen und keinem Zahnbelagdepot.

ESP - Resina acrílica muy lúcida y de altísima precisión, resiste a la abrasión y es ideal para realizar provisionales. Las ventajas de Temp Powder son: compacidad ideal, pulido fácil, translucidez del esmalte y buena cromaticidad. Además, evita que la placa se deposite.

CONTENT - Dentine 100 gr; Incisal 100 gr; Liquid 100 ml



light pink dark pink



blue red white brown yellow

GENGICOLORS KIT

ENG - Specifically studied for Fast Protec acrylic micro pearled resins, Gengicolors is a kit composed by two pre-mixed light and dark cold-curing resins and five stain colours for the characterization of marginal and attached gingivas. Optimal to give dentures a natural and individualized look.

DEU - Spezifisch für die Acrylpolymerisaten Fast Protec erforscht, erlaubt das Set Gengicolors durch die vorgemischten Polymerisaten Zeit zu sparen und es kann auch von den Neulingen dieses Prozesses verwendet werden. Es besteht aus zwei Farben: Hellrosa für die marginale Gingiva und dunkelrosa für die befestigte Gingiva. Zusätzlich findet man auch eine Flüssigkeit für die Verlängerung der Bearbeitungszeiten, um die Charakterisierung durchzuführen. Bei der Verwendung von fünf Farben erhält man auch ein kundenspezifisches Erzeugnis, das noch natürlicher sein wird.

ESP - Proyectado para las resinas acrílicas de Trasformer, el kit Gengicolors permite ahorrar tiempo con las resinas premezcladas, que pueden ser empleadas también por personas que se acercan por primera vez a la caracterización. Contiene un color rosa claro para la encía marginal, y rosa oscuro para la encía adherida. Además, lleva un líquido para aumentar el tiempo de elaboración para realizar la caracterización. El empleo de los 5 colores permite realizar una elaboración personalizada y aún más natural.

CONTENT: 2 x powder 100 gr; liquid 100 ml; 8 x stains 10 gr



UNIPATT RESIN & UNIPATT GEL

ENG - Unipatt Resin is a self-curing castable resin for telescopes, super- and supra-structures using the brush technique.

Unipatt Gel is a light-curing gel-like resin for milling and precision attachments, intraoral connections and modelling. This material could be applied directly from the syringe, it burns without residue and could be polymerized with a standard light curing device (320-500 nm).

DEU - Kaltpolymerisierender Kunststoff zur Herstellung von sekundärkonstruktionen mit der Pinseltechnik.

Unipatt Gel ist ein lichthärtendes, gelartiges Harz für Fräs- und Präzisionsaufsätze, intraorale Verbindungen und Modellierung. Dieses Material kann direkt aus der Spritze aufgetragen werden, brennt rückstandslos und kann mit einem Standard-Lichthärtegerät (320 - 500 nm) polymerisiert werden.

ESP - Resina calcinable para construir fundas y estructuras. Es ideal también para realizar estructuras secundarias con la técnica del pincel.

La Pattern Gel es una resina monocómpnente fotopolimerizable y maleble para ataques de precisión, fresaje y modelaciones intraorales. Este material, que puede ser aplicado directamente por la jeringa, quemar sin dejar restos y puede ser polimerizado con cualquier polimerizador con una logitud de onda entre 320 y 500 nm.

CONTENT: powder 100 gr; liquid 100 ml / syringe 3 gr



DENTINE

Comp Flow - Dentina

Comp Flow - D

A3
Peso M

Comp Flow - D

S
Peso M
LBT 201

CE 0123

TRASFORMER

COMP FLOW

COMP FLOW

ENG - Light-curing flowable composite resin easy to inject, finish and polish perfect for inlays, onlays, implant-supported super structures, laminate veneers and long term temporary restorations. Its fluorescence and opalescence guarantee individual and natural aesthetic results respecting functionality and biocompatibility. Using Fast Protec transparent flasks it is possible to realize few elements or a complete arch in a fast and absolutely precise way.

DEU - Ein lichterhärtendes Material, der einfach eingespritzt, verfeinert und gegläntzt werden kann und perfekt für die Realisierung von Inlays, Kronen und Brücken ist. Er ist flexibel und erlaubt die Realisierung von wenigen Elementen sowie von vollständigen zirkulären Brücken mittels der transparenten Muffel auf eine schnelle und präzise Weise. Die Mischung mit den Opakern Fast Protec sorgt für eine unbegrenzte Farbpalette und dauerhafte Ästhetik.

ESP - Material fotocurable fácil de inyectar, refinar y pulir, perfecto para realizar incrustaciones, coronas y puentes. Es versátil y permite realizar, de manera rápida y precisa, desde pocos elementos hasta los circulares completos, empleando las muflas transparentes. Mezclado con los otros opacos de Trasformer ofrece una gama cromática ilimitada y una larga duración estética.

CONTENT: Syringe 3 gr.

Dentine:



Enamel:



Opacquer:



Technical Data

Hardness	370 MPa
Flexural Strength	140 MPa
E-module	6500 MPa
Compressive Strength	360 MPa



GENGIVA FLOW

ENG - Light-curing gingiva composite ideal for gingiva restorations and reproductions, implant suprastructures, crowns and bridges. Thanks to Fast Protec wide range of colours, it is possible to characterize full or partial dentures with incredible final aesthetic results.

DEU - Kompositkunststoff für die Restauration und die Reproduktion der Gingiva.

ESP - Resina compuesta fotocurable fluida para restaurar y reproducir la encía.

CONTENT: 1 syringe 3g

COMP METAL PRIMER



ENG - Metal Primer is a perfect bonder between acrylics or composites and all types of metal.

DEU - Perfektes Bindemittel zwischen Kunststoffen oder Kompositen und Metall jeder Art.

ESP - Es un agregante perfecto entre resinas o composites y cualquier tipo de metal.

CONTENT: 5ml

COMP METAL CONNECTOR



ENG - Light-curing composite that improves the chemical bonding between primer and opaquers with a simple and secure adhesion.

DEU - Das lichthärtende Comp Metal Connerctor ist wesentlich, um die chemische Verbindung zwischen Primer und Opaker zu verstärken und einfach eine sichere Einhaltung zu erhalten.

ESP - Es un composite fotocurable fundamental para reforzar el enlace químico entre primer y opacizante y para obtener una adherencia segura de manera simple.

CONTENT: 1 syringe 3g

COMP BONDING



ENG - Conceived for the Fast Protec composite line, Bonding is a light-curing material for extensions and repairs of crown and bridge composites.

DEU - Besonders für die Fast Protec-Kompositlinie gedacht, ist es für Zusätze und Reparaturen von Kompositkronen und Kompositbrücke, oder für die Festsetzung von Inlays und Zahn-Veneers vor dem Komposit-Lichthärtung perfekt geeignet.

ESP - Proyectado apropiadamente para la línea de composites de Trasformer, es un activador perfecto para agregados y reparaciones de coronas y puentes de composite y para fijar incrustaciones y carillas antes de emplear la resina compuesta fotopolimerizable.

CONTENT: 7ml

BOND OPAQUER PINK DARK



ENG - Light-curing paste opaquer useful to cover model casts with an integral adhesive component and perfect to cover Easy Bar frameworks before the injection of the resin.

DEU - Ein lichthärtender Opaker für die Beschichtung von Modellgussprothesen mit integrierten Adhäsionskomponenten. Deswegen braucht man kein zusätzliches Adhäsionssystem.

ESP - Es un opaco fotocurable para cubrir esqueléticos con elementos de adhesión integrados. De esta manera, no es necesario utilizar sistemas de adhesión adicionales.

CONTENT: 1 syringe 3g

COMP LACQUER AND EVER LAQUER



ENG - Light-curing sealing lacquers for applying to the surfaces of denture acrylic, special tray material and composite crowns and bridges. Comp Lacquer is useful for temporary works whereas Ever Lacquer is a nifty product for permanent dentures.

DEU - Laques photopolymérisables (provisoire et permanente) à appliquer sur les travaux en composite pour obtenir des surfaces lisses et pour protéger les prothèses de l'abrasion.

ESP - Laca fotopolimerizable perfecta para la superficie de prótesis de resina, materiales de impresión, y puentes y coronas de composite. Comp Lacquer es ideal para trabajos provisionales, sin embargo Ever Lacquer es excelente para realizar trabajos definitivos.

CONTENT: Comp Lacquer 10ml; Ever Lacquer 5 ml

COMP COVER



ENG - Masking gel that helps avoiding the dispersion layer when light-curing crown and bridge composites.

DEU - Dieses Vaselinegel erleichtert die Verfeinerung vor der Endlichthärtung. Für die Vermeidung der Dispersionsschicht ist dieses Produkt unerlässlich.

ESP - Gel vaselínico que facilita el refinó antes de la polimerización final. Es un producto indispensable para evitar la formación del estrato de dispersión.

CONTENT: 4g


COMPOSITE WARMER



ENG - This warmer has been specifically studied for 3 and 20 grams composite syringes. An easier and faster injection is granted thanks to the two pre-set temperatures (39°C and 49°C) that reduce composite's viscosity and avoid bubbles.

DEU - Dieser Wärmer wurde speziell für Verbundspritzen mit 3 und 20 Gramm untersucht. Dank der zwei voreingestellten Temperaturen (39 ° C und 49 ° C), die die Viskosität des Composites reduzieren und Blasenbildung vermeiden, wird eine einfachere und schnellere Injektion gewährleistet.

ESP - El calienta composite es un recipiente térmico que mantiene el material a 39°. Este instrumento permite calentar el material hasta dos temperaturas: 39° y hasta los 49°. Así que el material se haga más fluido. Su otra ventaja es la de facilitar la inyección de material, mejorando sus características biomecánicas impidiendo cualquier formación de burbujas.




INTENSIVE COMP KIT

ENG - Fast Protec offers a wide range of light-curing colours to characterize acrylic and composite teeth. Intensive Comp stains are easy to use because creamy and could be mixed to guarantee a natural and individual look according to the patient needs. The kit is provided with eight stain colours, a cleaner and a primer.

DEU - Fast Protec bietet eine große Vielfalt an lichthärtenden Farben für die Individualisierung von Acrylzähnen und Inlays, Kompositkronen und Kompositbrücken für die Personalisierung der Komposit-Erzeugnissen an. Die Intensive Comp können einfach verwendet werden und können auch vermischt werden, um natürliche Nuancen zu erhalten, die für einen dauerhaften, realistischen und einzigen für alle PatientInnen Effekt sorgen. Das Set enthält acht Superfarben, ein Primer und ein Cleaner.

ESP - Para personalizar los trabajos de composite, Trasformer ofrece una amplia gama de colores fotocurables para caracterizar dientes de acrílico e inlays, coronas y puentes de composite. Nuestros Intensive Comp son fáciles de emplear y pueden mezclarse para crear matices naturales que garantizan un efecto duradero, realístico y único para cada paciente.

CONTENT: 8 stains 10 g, 1 cleaner 50ml, 1 primer 3g.



STAIN FLOW KIT

ENG - Available in 1 gram syringes and 10 different colours, these stains will ease and fasten the individualization of composite crowns and bridges, full and partial dentures, acrylic teeth and permanent mouth restorations. They could be injected directly from the syringe or mixed on a palette and sliding brushed on inlays, onlays and veneers obtaining absolutely natural shades.

DEU - Disponibles en seringues de 1 gramme en 10 nuances différentes, ces couleurs intensives rendent plus rapide la caractérisation de travaux en composite comme bridges, couronnes, prothèses (partielles, complètes, amovibles ou fixes), dents acryliques et restaurations en bouche. Elles peuvent être injectées directement de la seringue ou mélangées sur une palette et appliquées avec des résultats absolument naturels même sur inlays, onlays ou facettes !

ESP - Gracias a estos supercolores en jeringa, la caracterización de puentes y coronas de composite, filas de dientes, prótesis parciales, prótesis totales y restauraciones permanentes, se hará más rápida y sencilla a realizar. Cómo que pueden ser aplicados directamente de la jeringa o mezclados sobre de una paleta, estos colores permiten trabajar más fluidamente y realizar degradados sobre inlay, onlay, carillas y obturaciones dentales que parezcan extremadamente naturales.

CONTENT: 8 stains 10 g, 1 cleaner 50ml, 1 primer 3g.

**Technical Data**

Vickers hardness HV 50	19
Flexural Strength	ca. 35 MPa
E-module	ca. 1500 MPa
Shrinkage vol.	0.03%

MASTER POLYURETHANE

ENG - Polyurethane resin ideal for fabricating precise and resistant models as well as crowns and bridges. Flowable and easy to trim, Master Polyurethane has a dimensional stability that guarantees precise details of all works with a shrinkage percentage close to zero.

DEU - Polyurethankunststoff für die Reproduktion von Schablonen „master“, Krönen und Brücken. Er kann einfach bearbeitet und gefräst werden, er ist gegen die Berührung widerstandsfähig und besitzt eine hohe Dimensionsfestigkeit, die die Detailspräzision versichert.

ESP - Resina de poliuretano para reproducir modelos maestro y provisionales. Fácil de manipular y fresar, es resistente a los impactos y tiene mucha estabilidad dimensional que garantiza precisión en los detalles.

CONTENT: Powder 400 gr; base 200 ml; hardener 100 ml

» ISOLATING AGENTS | ISOLIERUNG | AISLANTES

**FAST ALGINATE**

ENG - Separating agent, based on alginate, useful to isolate the plaster model before injecting or pouring the resin.

DEU - Besonders geeignet für die Trennung des Kunststoffes vom Gips.

ESP - Aislante adecuado especialmente para aislar la resina del yeso.

CONTENT: 500 ml

**SILICONE SPRAY**

ENG - Separating spray excellent to insulate silicone templates.

DEU - Ausgezeichnetes Produkt für die Isolierung des Silikons und eine perfekte Trennung.

ESP - Producto excelente para aislar la silicona y obtener una separación perfecta.

CONTENT: 400 ml



Technical Details

Density	4,43 g/cm ³
Vickers Hardness	310 MPa
Thermal Conductibility	6,7 W/m°C
E-Module	112.4 x 10 ³ N/mm ²

TITANIUM BLANKS

ENG - Titanium alloy discs Ti6Al4V ELI Grade 23 (with 6% Aluminum, 4% Vanadium and Extra Low Interstitials) are ideal for creating metal structures for dental prostheses using CAD CAM milling systems.

DEU - Titanlegierungsscheiben Ti6Al4V ELI Grade 23 (mit 6% Aluminium, 4% Vanadium und Extra Low Interstitials) eignen sich ideal für die Herstellung von Metallstrukturen für Zahnersatz mit CAD CAM-Frässystemen.

ESP - Los discos de titanio Ti6Al4V ELI grado 23 (con 6% de aluminio, 4% de vanadio e intersticiales extra bajos) son ideales para crear estructuras metálicas para prótesis dentales que utilizan sistemas de fresado CAD CAM.

COD - T98.XX - H. disponibili: 10, 12, 13.5, 15, 16, 18, 20 mm



Technical Details

Density	8,5 g/cm ³
Vickers Hardness	273 MPa
Thermal Conductibility	6,7 W/m°C
Enlongment %	16 %

CR-CO BLANKS

ENG - The Cobalt-Chrome blanks are suitable for the construction of prosthetic, telescopic and anatomical structures using the milling technique. The excellent mechanical properties and the low oxide formation make them free from toxic and corrosion and heat resistant elements.

DEU - Die Kobaltchrom-Drohling eignen sich für den Bau von prothetischen, teleskopischen und anatomischen Strukturen mit der Frästechnik. Die hervorragenden mechanischen Eigenschaften und die geringe Oxidbildung machen sie frei von toxischen, korrosions- und hitzebeständigen Elementen.

ESP - Los discos de cromo cobalto son adecuados para la construcción de estructuras protésicas, telescópicas y anatómicas utilizando la técnica de fresado. Las excelentes propiedades mecánicas y la baja formación de óxido hacen que estén libres de elementos tóxicos y resistentes a la corrosión y al calor.

COD - CR98.XX - H. disponibili: 10, 12, 13.5, 15, 18, 20, 22 mm



Diameter	Height	Colors
98 mm	20 mm	A1, A2, A3

Technical Details

Hardness	370 MPa
Flexural Strength	140 MPa
E-Module	6500 MPa
Compressive Strength	360 MPa

COMPOSITE BLANKS


ENG - CAD/CAM Composite Blank is the result of an innovative combination of materials offering both the advantages of high-performance acrylics (PMMA) and flexible zirconium dioxide. A further step to perfection: high elasticity that reproduces the natural tooth and high abrasion resistance, that means a flexible framework that distributes pressure evenly and reduces the strain on jaw bones and joints.

DEU - Der CAD / CAM-Verbundrohling ist das Ergebnis einer innovativen Materialkombination, die sowohl die Vorteile von Hochleistungs-Acryl (PMMA) als auch flexibles Zirkondioxid bietet. Ein weiterer Schritt zur Perfektion: Hohe Elastizität, die den natürlichen Zahn reproduziert, und hohe Abriebfestigkeit. Das bedeutet ein flexibles Gerüst, das den Druck gleichmäßig verteilt und die Belastung von Kieferknochen und Gelenken reduziert.

ESP - CAD / CAM Composite Blank es el resultado de una combinación innovadora de materiales que ofrece tanto las ventajas de los acrílicos de alto rendimiento (PMMA) como el dióxido de circonio flexible. Un paso más hacia la perfección: alta elasticidad que reproduce el diente natural y alta resistencia a la abrasión, lo que significa un marco flexible que distribuye la presión de manera uniforme y reduce la tensión en los huesos de la mandíbula y las articulaciones.

COD - CM98.20.A1 | CM98.20.A2 | CM98.20.A3

GLASS FIBER BLANKS




ENG - The Glass Fiber overlapping layers are pressed with a special machine with over 20 tons of pressure, in this way it is possible to compress a large amount of material in a decidedly space content. Biocompatible, fiber glass is now used with great success for many applications in dentistry.

DEU - Die Glasfaser-Überlappungsschichten werden mit einer Spezialmaschine mit einem Druck von über 20 Tonnen gepresst. Biokompatibles Glasfaserglas wird heute für viele Anwendungen in der Zahnmedizin mit großem Erfolg eingesetzt.

ESP - Las capas de fibra de vidrio están compactadas por una carga de más de 20 tn así que se puedan compactar muchas capas en uno espacio muy reducido. Este material biocompatibles es empleado hoy en día para muchas elaboraciones dentales.

COD - GF.XX - H. disponibili: 10, 15, 20 mm

CARBON FIBER BLANKS



ENG - CAD/CAM Carbon Fiber blank is composed by over 100 layers of superimposed fiber pressed and oriented in a particular way in order to obtain the maximum mechanical performance. With only 1.7 gr/cm of specific weight this is the lighter material that we can find for dental prostheses.

DEU - Der CAD / CAM-Kohlefaser-Rohling besteht aus über 100 Lagen, die auf bestimmte Weise gepresst und ausgerichtet werden, um die maximale mechanische Leistung zu erreichen. Mit einem spezifischen Gewicht von nur 1,7 g/cm ist dies das leichtere Material, das wir für Zahnersatz finden können.

ESP - La fibra de carbono CAD/CAM es compuesta de más de 100 capas compactadas da fin de conseguir el mejor resultado posible. Con su peso específico de solo 1.7 gr es el material para prótesis más ligero que se pueda encontrar.

COD - CB98.XX - H. disponibili: 10, 15, 20 mm

DENTAL PROCESSING



 TRASFOREMER | FAST PROTEC

 TRADITIONAL SYSTEM



45 MIN

90 MIN

ENG - FULL DENTURE | DEU - TOTALEPROTHESE | ESP - PRÓTESIS MÓVIL



6 H

10 H

ENG - IMMEDIATE LOADING | DEU - SOFORTBELASTUNG | ESP - CARGA INMEDIATA



40 MIN

60 MIN

ENG - TEMPORARY BRIDGES | DEU - PROVISORIEN | ESP - PROVISIONALES



5 H

10 H

ENG - CERAMIC MOULDING | DEU - KERAMIKGIEßEN | ESP - ESTAMPE DE LA CERAMICA



25 MIN

60 MIN

ENG - ORTHODONTIC SPLINT | DEU - BEIßSCHEINE | ESP - FÉRULA



3 H

10 H

ENG - TORONTO IN COMPOSITE | DEU - TORONTO IM KOMPOSIT | ESP - TORONTO EN COMPOSITE

FULL DENTURE TOTALEPROTHESE PRÓTESIS MÓVIL



- Photo credit: Vincenzo De Feo

WHAT I NEED:

PRODUCTS USED:

- Alu Big
- Double Base
- Articulator
- Teeth clean

MATERIALS USED:

- Acrylic for Dentures Micropearl
- Universal Blue Silicone 70 Shore A+B
- Putty Silicone 70 Shore A+B
- Fast Alginate
- Gengicolors Kit

45 MIN



ENG

1. Wax-up
2. Occlusion check on the Articulator
3. First silicone template on the Alu Big
4. Second template
5. Teeth degreasing
6. Repositioning of the teeth on the silicone template
6. Isolation of the model
7. Closing of the flask
8. Resin pouring
9. Opening of the flask
10. Polishing
11. Final occlusion check

DEU

1. Vorbereitung des Wachserzeugnisses
2. Artikulationskontrolle
3. Erste Präzisionsschablone
4. Zweite Füllungsschablone
5. Zahnentfettung
6. Zahneinsatz in die Schablone
7. Isolierung des Modells
8. Verbindung des Modells mit der Schablone nach der Charakterisierung
9. Kunststoffguss
10. Muffelöffnung
11. Endbearbeitung
12. Frontansicht der Endbearbeitung im Artikulator

ESP

1. Preparación del modelo de cera
2. Prueba de articulación
3. Primer molde de precisión
4. Relleno con silicona
5. Desengrase de los dientes
6. Inserción de los dientes en la mufla
7. Aislamiento del modelo
8. Apareamiento de modelo y molde después de la caracterización
9. Colada de la resina
10. Abertura de la mufla
11. Trabajo concluido
12. Trabajo concluido visto frontalmente en el articulador

IMMEDIATE LOADING SOFORTBELASTUNG CARGA INMEDIATA



WHAT I NEED:



PRODUCTS USED:

- Implant Box
- Verarte
- Easy Bar

MATERIALS USED:

- Bond Opaquer Pink Dark
- Putty Silicone 70 shore A+B
- Universal Blue Silicone 70 shore A+B
- Acrylic for Dentures Micropearl

6 H



ENG

1. Implant denture model
2. Control of the bar position (previously fixed in mouth)
3. Model set on Articulator
4. Easy Bar structure welded
5. Easy Bar structure cemented on the abutments
6. Wax-up
7. Silicone templates
8. Opacified structure
9. Teeth insertion
10. Injection of the resin
11. Opening of the muffle
12. Final result after polishing

DEU

1. Guss der Schablone mit Gingiva
2. Bau des Gerüstes
3. Artikulationskontrolle
4. Geschweißte Easy Bar-Struktur
5. Befestigung der zementierten Easy Bar am Implantat
6. Zahnmontage
7. Vorbereitung der Silikonschablonen
8. Die Struktur Easy Bar wird mit dem Opaker bearbeitet
9. Zahneinsatz in die Schablone
10. Kunststoffinjektion durch die Löcher
11. Muffelöffnung
12. Endbearbeitung

ESP

1. Colado del modelo con encía
2. Construcción de la estructura
3. Modelo en articulación
4. Estructura Easy Bar soldada
5. Fijación de la Easy Bar cementada a los implantes
6. Montaje de los dientes
7. Preparación de los moldes de silicona
8. Opacización de la estructura Easy Bar
9. Inserción de los dientes
10. Inyección de la resina por los agujeros
11. Abertura de la mufla
12. Trabajo concluido

TEMPORARY BRIDGES PROVISORIEN PROVISIONALES



WHAT I NEED:

PRODUCTS USED:

- Alu Big
- Double Base
- Base for Temp
- Articulator

MATERIALS USED:

- Temp Powder
- Temp Liquid
- Universal Blue Silicone 70 shore A+B
- Putty Silicone 70 shore A+B

40 MIN



ENG

1. Occlusion check on the Articulator
2. First template on Alu Big flask
3. Second template
4. Closing of the flask
5. Injection holes
6. Occlusion check on the Articulator
7. Isolation of the model
8. Injection of the resin
9. Polymerization of the resin
10. Flask opening
11. Polishing
12. Final occlusion check

DEU

1. Artikulationskontrolle
2. Erste Präzisionsschablone
3. Zweite Füllungsschablone
4. Muffenschluss
5. Löcher für die Injektion
6. Kontrolle der Artikulation auf der Verschlusssebene
7. Schabloneisolierung
8. Kunststoffinjektion
9. Kunststofflichthärtung
10. Muffelöffnung
11. Enderzeugnis
12. Kontrolle im Artikulator

ESP

1. Prueba del modelo en el articulador
2. Primer molde de precisión.
3. Relleno con silicona
4. Cierre de la mufla
5. Agujeros para la inyección
6. Control en el articulador del plano oclusal
7. Aislamiento del modelo
8. Inyección de la resina
9. Polimerización de la resina
10. Abertura de la mufla
11. Trabajo concluido
12. Controle en articulación

CERAMIC MOULDING MOULAGE DE LA CÉRAMIQUE ESTAMPE DE LA CERAMICA



WHAT I NEED:


PRODUCTS USED:

- Articulator
- All-In
- Clean Temp
- Double Base

MATERIALS USED:

- Universal Blue Silicone 70 Shore A+B

25 MIN



ENG

1. Occlusion check on the Articulator
2. Silicone template
3. Check of the spaces
4. Ceramic moulding
5. Dentine layering
6. First firing
7. Enamel layering
8. Final work after the second firing

DEU

1. Legen in den Artikulator
2. Silikon Schablone
3. Kontrolle dem Raum
4. Keramikpressen
5. Stratifikation des Dentin
6. Härtung
7. Stratifikation des Schmelz
8. Kontrolle im Artikulator

ESP

1. Verifica de la articulación
2. Molde en silicona
3. Control del espacio
4. Estampe de la ceramica
5. Extratificación de la dentina
6. Primera cocción
7. Extratificación del esmalte
8. Trabajo terminado en oclusión

ORTHODONTIC SPLINT GOUTTIÈRE DENTAIRE FÉRULA



WHAT I NEED:

PRODUCTS USED:

- Alu Big
- Double Base
- Articulator

MATERIALS USED:

- Acrylic for Dentures Micropearl Clear
- Putty Silicone 70 shore A+B
- Universal Blue Silicone 70 shore A+B
- Silicone Spray

25 MIN



ENG

1. Occlusion check
2. Bite check on the Articulator
3. Bite modelling
4. First silicone template
5. Second silicone template
6. Flask opening
7. Isolation of the model
8. Preparation of the resin
9. Injection of the resin
10. Flask opening
11. Occlusion check on the Articulator
12. Final result after polishing

DEU

1. Modellbildungsansicht
2. Legen in den Artikulator
3. Modellbildung des Bites
4. Erste Präzisionsschablone
5. Zweite Füllungsschablone
6. Muffelöffnung
7. Isolierung der Schablone
8. Vorbereitung des Kunststoffes, der einzuspritzen ist
9. Kunststoffinjektion
10. Realisiertes Bite
11. Kontrolle im Artikulator
12. Geglänztes Bite

ESP

1. Visión del modelo
2. Puesta en articulador
3. Modelación de la férula
4. Molde de precisión
5. Relleno con silicona
6. Abertura de la mufla
7. Aislamiento del modelo
8. Preparación de la resina para la inyección
9. Inyección de la resina
10. Férula acabada
11. Prueba en el articulador
12. Férula pulida

COMPOSITE IMPLANT DENTURE TORONTO IM KOMPOSIT TORONTO EN COMPOSITE



WHAT I NEED:


PRODUCTS USED:

- Articulator
- Light Glass
- New Light Box

MATERIALS USED:

- Universal Blue Silicone 70 Shore A+B
- Traspá Silicone 22 shore A+B
- Traspá Silicone 50 shore A+B
- Comp Metal Primer
- Comp Metal Connector
- Comp Bonding
- Comp Flow
- Intensive Comp

6 H



ENG

1. Framework treatment and wax-up
2. Setting of the wax-up on the BASE (B) with silicone and creation of injection canals. Traspas Silicone 22 shore pouring
3. Positioning of the wax-up on COVER n°1, creation of injection canals and Traspas Silicone 50 shore pouring.
4. Wax-up set on the BASE (B) and cut-back.
5. Creation of injection canals for the enamel and closure of the flask with COVER n°2.
6. Preparation of the metal framework using Metal Primer, Metal Connect and Comp Flow Opaquer.
7. Injection of Comp Flow Dentine on COVER n°2 and light-curing
8. Light-curing in the New Light Box.
9. Painting with Intensive Comp colours .
10. Injection of Comp Flow Incisal enamel on COVER n°1 and light-curing
11. Injection of Gengiva Flow composite and light-curing.
12. Finishing and polishing.

DEU

1. Bearbeitung der Struktur und wax-up.
2. Wachsschablone auf den Sockel (B) und Schaffung der Injektionskanalen. Muffelverschluss mit dem Deckel 1 (C1) und Guss des Traspas Silikons 22 shore.
3. Schablone auf dem Deckel 1 (C1), und Guss des Silikons Traspas 50 shore.
4. Wachserzeugnisse auf dem Sockel BASE (B) und Cut-back des Dentis.
5. Schaffung der Kanalen und Muffelverschluss mit dem Deckel 2 (C2). Guss des Traspas 22sh
6. Vorbereitung der Struktur.
7. Injektion des Produktes Comp Flow Dentina auf dem Deckel 2 (C2)
8. Lichthärtung in New Light Box.
9. Zwischenschichtung mit Intensive Comp. Vor-Lichthärtung im New Light Box.
10. Injektion des Schmelzes Comp Flow Incisal auf dem Deckel 1 (C1). Vor-Lichthärtung.
11. Das Gengiva Flow wird in den Sockel (B), Vor-Lichthärtung
12. Verfeinerung und Glänzen der Prothese.

ESP

1. Tratamiento de la estructura y wax-up
2. Modelado en cera sobre la base (B) y creación de los canales. Clausura de la mufila con la tapa 1 (C1) y colada de la silicona Traspas 22sh.
3. Modelado en cera su la tapa 1 (C1) y creación de los canales por la encía. Colada de la silicona Traspas Silicone 50 Shore.
4. Trabajo en cera sobre la base (B) y cut-back
5. Creación de los canales y clausura de la mufila con la tapa 2 (C2). Colada de Traspas 22 Shore.
6. Tratamiento de la estructura.
7. Inyección de la Comp Flow Dentina en la tapa 2
8. Polimerización en la New Light Box.
9. Maquillaje con los colores Intensive Comp y polimerización en la New Light Box.
10. Inyección del esmalte Comp Flow Incisal en la tapa 1 (C1) y polimerización.
11. Inyección de Gengiva Flow en la base (B) para crear la encía. Polimerización final en la New Light Box.
12. Refinición y lustre de la prótesis.

OUR VALUES

1

ENG - We believe essentiality is the result of experience, research, collaboration and technology. It is a way of working with efficiency and efficacy.

DEU - Wir glauben an die Wesentlichkeit als Ergebnis der Erfahrung, der Forschung, der Zusammenarbeit und der Technologie und als Mittel für eine effiziente und wirksame Arbeit.

ESP - Nosotros creemos en la esencialidad como resultado de experiencia, investigación, colaboración y tecnología. También es un instrumento para trabajar eficiente y efectivamente.

2

ENG - Thanks to the high know-how of our team, we are able to design and produce innovative products that could facilitate your daily work. Everyone contributes with his own talent, diligence and expertise always considering the dental technician as the centre of each choice.

DEU - Unseres Team, das über ein hohes Know-how verfügt, widmet sich, rigorose und genaue Forschungen mit Beständigkeit fortzusetzen, die uns erlauben, die neuesten Produkte auf den Markt zu bringen. In unserem Team leistet jeder mit der eigenen Begabung, dem eigenen Engagement und der eigenen Kompetenz einen wichtigen Beitrag, vorausgesetzt dass, die Kunden immer im Mittelpunkt unseren Entscheidungen stehen.

ESP - Nuestro equipo, con su elevada maestría, se compromete en llevar a cabo con constancia investigaciones rigurosas y precisas. Estas nos permiten lanzar en el mercado productos de vanguardia. En cada uno de nuestros productos, ponemos en juego nuestro talento, nuestro compromiso y nuestra competencia, porque estamos convencidos de que el cliente está en el centro de cada elección.

3

ENG - We listen to our customers needs to find together the best solution.

DEU - Wir zielen, auf die Bedürfnisse aller unseren Kunden zu hören, um die beste konkrete Lösung zusammen zu finden.

ESP - Nuestro objetivo es escuchar las exigencias de cada cliente para encontrar juntos y de manera concreta la mejor solución.

4

ENG - In the last 25 years the best materials and a constant innovation have always been our prerogatives to guarantee very high standards in every process.

DEU - Nach 25 Jahren können wir bestätigen, dass unsere Entscheidung, die besten Materialien, Technologien und Beratungen zu wählen, die erfolgreichste Entscheidung war.

ESP - Después de 25 años, podemos decir que elegir siempre lo mejor por lo que atañe a materiales, tecnologías y consultas ha sido una apuesta ganadora.

CODES

Code	Description	Content
200.0013	Atu Big	1
200.0019	Implant Box	1
200.0014	Big and Small Glass	1
200.0017	Big Glass	1
200.0018	Small Glass	1
200.0020	Small Glass XL	1
200.2000	Light Glass	1
200.1002	Double Base	1
200.0030	All-In	1
200.0030.7	All-In Verticulator	1
200.0029	Verarte	1
200.0009	Articulator Trasformer	1
200.0001	Verticulator	1
300.00	Easy Bar	1
400.00	Easy Bar Titanium	1
300.00.1	Easy Bender	1
200.1008	Jig Platform	1
200.0088	New Light Box	1
200.0102	Teeth Clean	1
200.1004	Universal Clean	1
200.1001	Universal Split Cast	1
200.1005	Clean Temp	1
200.1003	Base for Plaster	1
200.1007	Model Plate	1
2.000.011	Composite Dispenser	1
2.000.019	Easy Flow	1
1911900	Universal Blue Silicone 70 shore	5 kg A + 5 kg B
1911902	Universal Blue Silicone 70 shore	1 kg A + 1 kg B
1911903	Putty Silicone 70 shore	5 kg A + 5 kg B
1911803	Putty Silicone 70 Shore	1 kg A + 1 kg B
1911901	Traspa Silicone 22 shore	1 kg A + 1 kg B
1911806	Traspa Silicone 50 shore	1 kg A + 1 kg B
1911905	Regular Precision - violet	2 cartridges
1911907	Regular Precision - clear	2 cartridges
1911962	Acrylic for Dentures Micro Pearl - Pink	1000g
1911961	Acrylic for Dentures Micro Pearl - Pink 34	1000g
1911957	Acrylic for Dentures Micro Pearl - Pink Veined	1000g
1911912	Acrylic for Dentures Micro Pearl - Clear	1000g
1911951	Acrylic for Dentures Micro Pearl - Liquid	500 ml
1916001	Gengicolors Acrylic - Light Pink	100g
1916002	Gengicolors Acrylic - Dark Pink	100g
1916010	Gengicolors - Liquid	100 ml
1916013	Gengicolors Intensive - Yellow	10g
1916011	Gengicolors Intensive - Blue	10g
1916012	Gengicolors Intensive - Red	10g
1916014	Gengicolors Intensive - Brown	10g
1916015	Gengicolors Intensive - White	10g
1916000	Kit Gengicolors	1

Code	Description	Content
1922999	Hot Impact Kit	1000g + 500ml
1911916	Fast Alginate	500 ml
1911918	Silicone Spray	400 ml
1913000	Master Polyurethane	400g + 100 + 200 ml
1911929	Unipatt Resin	100g + 100 ml
1911036	Unipatt Gel	3g
1911920	Temp Powder Dentina A1	100g
1911921	Temp Powder Dentina A2	100g
1911921.5	Temp Powder Dentina A2	500 g
1911922	Temp Powder Dentina A3	100g
1911922.5	Temp Powder Dentina A3	500g
1911934	Temp Powder Dentina A3,5	100g
1911935	Temp Powder Dentina A4	100g
1911937	Temp Powder Dentina B1	100g
1911938	Temp Powder Dentina B2	100g
1911924	Temp Powder Dentina B3	100g
1911925	Temp Powder Dentina C2	100g
1911926	Temp Powder Dentina D3	100g
1911941	Temp Powder Incisal SE1	100g
1911927	Temp Powder Incisal SE2	100g
1911927.5	Temp Powder Incisal SE2	500g
1911945	Temp Powder Incisal SE3	100g
1911939	Temp Powder Incisal S00	100g
1911940	Temp Powder Incisal SW	100g
1911928	Temp Liquid	100 ml
1911928.5	Temp Liquid	500 ml
1912001	Comp Flow - Dentina A1/B1	1 syringe 3g
1912002	Comp Flow - Dentina A2	1 syringe 3g
1912003	Comp Flow - Dentina A3	1 syringe 3g
1912008	Comp Flow - Dentina A3,5	1 syringe 3g
1912009	Comp Flow - Dentina A4	1 syringe 3g
1912010	Comp Flow - Dentina B3/B4	1 syringe 3g
1912011	Comp Flow - Dentina C2/C3	1 syringe 3g
1912007	Comp Flow - Dentina D2/D3	1 syringe 3g
1912004	Comp Flow - Incisal S57	1 syringe 3g
1912005	Comp Flow - Incisal S58	1 syringe 3g
1912006	Comp Flow - Incisal S59	1 syringe 3g
1912012	Comp Flow - Incisal S60	1 syringe 3g
1912015	Comp Flow Opaquer - Light	1 syringe 3g
1912000	Comp Flow Opaquer - Medium	1 syringe 3g
1912016	Comp Flow Opaquer - Dark	1 syringe 3g
1912024	Gengiva Flow - Light	1 syringe 3g
1912013	Gengiva Flow - Medium	1 syringe 3g
1912025	Gengiva Flow - Dark	1 syringe 3g
1912014	Gengiva Flow - Super Dark	1 syringe 3g
1912022	Comp Bonding	7 ml
1912021	Comp Metal Connector	1 syringe 3g
1912020	Comp Metal Primer	5 ml
1912030	Bond Opaquer Pink Dark	1 syringe 3g
1915000	Comp Lacquer	10ml
1912046	Ever Lacquer	5ml
1912023	Comp Cover	4g
1912026	Intensive Comp - Primer	3g
1912027	Intensive Comp - Cleaner	50ml

Code	Description	Content
1912028	Intensive Comp - Apricot	3g
1912029	Intensive Comp - Blue	3g
1912037	Intensive Comp - Brown	3g
1912031	Intensive Comp - Orange	3g
1912032	Intensive Comp - Red	3g
1912033	Intensive Comp - White	3g
1912034	Intensive Comp - Ochre	3g
1912035	Intensive Comp - Clear	3g
1912036	Intensive Comp Kit	1
1912050	Stain Flow - Clear	1g
1912051	Stain Flow - White	1g
1912052	Stain Flow - Yellow	1g
1912053	Stain Flow - Orange	1g
1912054	Stain Flow - Red	1g
1912055	Stain Flow - Khaki	1g
1912056	Stain Flow - Blue	1g
1912057	Stain Flow - Light Brown	1g
1912958	Stain Flow - Dark Brown	1g
1912059	Stain Flow - Black	1g
200.0089	Composite Warmer	1
CM98.20.A2	CAD/CAM Composite Blank 98x20xmm A2	1
CM98.20.A3	CAD/CAM Composite Blank 98x20xmm A3	1
T98.XX	CAD/CAM Titanium Blank 98mm diameter - XX = Height (8, 10, 12, 13.5, 15, 16, 18, 20 mm)	1
CR98.XX	CAD/CAM Cobalt Chrome Blank 98mm diameter - XX = Height (10, 12, 13.5, 15, 18, 20 mm)	1
CB98.XX	CAD/CAM Carbon Fiber Blank 98mm diameter - XX = Height (10,15, 20 mm)	1
GF98.XX	CAD/CAM Glass Fiber Blank 98mm diameter - XX = Height (10, 15, 20 mm)	1

TIP CHARTS

COMPOSITE COMP FLOW

Vita® Colour	Comp Flow Opaquer	Comp Flow Dentina	Comp Flow Incisal
A1	Light	A1/B1	S58
A2	Light	A2	S58
A3	Light	A3	S59
A3.5	Medium	A3.5	S59
A4	Medium	A4	S60
B1	Light	A1/B1	S57
B3	Light	B3/B4	S59
B4	Medium	B3/B4	S59
C2	Medium	C2/C3	S59
C3	Dark	C2/C3	S59
D2	Light	D2/D3	S60
D3	Dark	D2/D3	S59

RESIN TRAS TEMP

Vita® Colour	Tras Temp
A1	SE3
A2	SE2
A3	SE2
A3.5	SE1-2
A4	SE1-2
B1	SE1
B2	SE1-2
B3	SE1
C2	SE1
D3	SE2

Thanks to:

Vincenzo De Feo and Umberto Scilipoti
for the provided images of dental processing.

We would like to thank Vincenzo Cuiuli,
inventor of the system, for his unique contribution.

AMALON
store

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

TRASFORMER®

L'originale dal 2001

 FAST
PROTEC



Comercializadora de Material
y Equipo Dental



@amalontetnizzer

+52 55 8890 5401 Conmutador

+52 55 1228 5522 Directo - msj

amalon.com.mx

TRASFORMER®
L'originale dal 2001

 FAST
PROTEC



Trasformer and Fast Protec
are trademarks of PPM srl
via Colloredo, 80
33010 Pagnacco (UD) - Italy

Tel. (+39) 0432 650047
Fax (+39) 0432 650635
info@fastprotec.com
www.fastprotec.com